


ナーシング キューブ
マットレス

寝返り楽々 適度な弾力で寝返りが打ちやすい

電動ベッドのリクライニングに
フィットします。



通気性に配慮した
キューブ構造
※画像はイメージです



中央部分

サイド部分

両サイドは大キューブで硬めに設計



通常のマットレス


隙間あり



オリジナルスリット入り
マットレス

隙間が少ない

オリジナルスリット構造



GNC-00
ナーシングキューブ マットレス

価格	
品番	2450-00104 〈日本製〉
サイズ	91 x 191 x 10 cm
カラー	〈300〉ベージュ
外装生地	表地 ポリエステル100% (吸水速乾タイプ)
中袋生地	裏地 ポリエステル100%
裏面	ポリウレタンシート使用 (防水加工)
材料	ウレタンフォーム
3層構造	1層目 高弾性ウレタンフォーム (抗菌加工)
2層目	高弾性ウレタンフォーム
3層目	高硬度ウレタンフォーム
硬さ	天地キューブ
中央部	(180ニュートン)
サイド部	(190ニュートン)
背・脚部キューブ	中央部 (170ニュートン)
サイド部	(180ニュートン)
腰部キューブ	中央部 (175ニュートン)
サイド部	(200ニュートン)
	(JIS K 6400-2A法) による

外装生地は取り外して洗濯可能です。
(ネット使用)

ドラム型洗濯機では洗えない場合があります。



TAISコード 00109-000110

外装生地の特長


取り外して洗濯OK(ネット使用)
表地吸水速乾タイプ



ナーシングキューブの特長

寝返りサポートで快適な寝心地

〈全面〉クッション性と弾力性に優れた 3層構造



オリジナルスリット構造

キューブの効果を
最大限に生かす
パラレルキューブ
※マットレス用クッション体
意匠登録第1640734号

- 1 … クッション性と清潔に配慮
- 2 … 寝返りが打ちやすい弾力性
- 3 … しっかり支える

1 … トップ層は
銀イオン抗菌加工で
清潔に配慮

レンタル価格	
	円/月
〈自己負担〉	
	円/月