



高精度標準温度計 RF-100/100 Plus (UKAS 校正証明書付き)

RF-100/100 Plus は温度校正時の温度が正しいかどうかを確認するための高精度標準温度計です。RF-100 /100 Plus の測定温度範囲は-199.9℃～+199.9℃と幅広く、温度センサには Pt-100 が採用されており、分解能 0.01℃、温度精度±0.05℃(-30℃～+150℃範囲)を実現しています。

RF-100 / 100 Plus は 5 点で温度校正が実施され、トレーサビリティのある UKAS(英国適合性認定機関)の温度校正証明書付きでお届けします。



RF-100 Plus



RF-100



仕様:

測定温度範囲	-199.9℃～+199.9℃	分解能	0.01℃
測定精度	±0.05℃(-30℃～+150℃範囲) ±0.1℃ (上記外範囲)	センサタイプ	Pt-100 1/10th DIN
表示サイズ	10mm LCD	センササイズ	Ø3.3 x 130mm
電池	1.5V単4電池3本	電池寿命	約2,000時間
ホールド機能	RF-100 Plus	メモリー機能	RF-100 Plus(最高・最低温度)
サイズ/重量	25 x 56 x 128mm / 120 g	UKAS校正温度	-18, 0, 40, 70, 100℃

RF-100 税込標準価格

RF-100 Plus 税込標準価格

お問合せは下記に;

MK Scientific, Inc.
Measuring Knowledge

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-メール: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

Web: <http://www.mksci.com>

販売代理店: