

温湿度記録計 TH8 シリーズ

温湿度記録計 TH8 シリーズは、広範囲な温度と湿度を自動記録します。100V 電源で作動しますが万一、電源が切れた場合のために単三電池 4 本によるバックアップ機能付です。

美術館、博物館、研究室、学校、病院、食品保管、動物飼育、住宅環境等での温湿度測定や管理に使用されています。



TH8P2



TH8P3 TH8P5

型式	測定期間
TH8P2	24 時間、7 日間 又は 31 日間切換え
TH8P3	〃
TH8P5	〃

仕 様	
チャートサイズ	204 mm (8 インチ)
測定範囲	温度: 0~50°C, 5~40°C 又は -20~+50°C 切換え 湿度: 0~95%RH
精度	温度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 湿度: $\pm 2\%\text{RH}$ (0~60%RH 範囲) $\pm 3\%\text{RH}$ (その他範囲)
平均安定時間	5 分
温度アラーム付き	TH803, TH805
リレー付き	TH805(SPST, 24 VDC, 0.5 A, N/O)
電源	100~240VAC, 12VDC アダプター
バックアップ電源	単三電池 4 個 (72 時間作動)
温湿度センサ	デジタル温湿度センサ
センサケーブル長	1.8 m (TH803, TH805)
サイズ/重量	234 x 234 x 79mm / 1.8 K g

税込標準価格	
TH8P2	
TH8P3	
TH8P5	
追加チャート(60 枚入り)	
追加ペン(6 個入り)	
NIST 校正証明書	

TH8 シリーズにはペンと AC アダプターが付属しています。

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-メール: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: