






符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



均等耐荷重：180kg（1台当り）

天板耐荷重：150kg

塗装色：①②③④⑧ パールホワイト

塗装色：⑥⑦ ダークグレー

9	実験用メラミン天板	1	パーティクルボード	t30
8	天受フレーム	R/L 各1		
7	天板受板	2		
6	支柱連結金具	3		
5	アジャスター	4	樹脂 黒色	M12XP1.75
4	底脚	2		
3	後支柱	2		
2	スライド脚	R/L 各1		
1	前支柱	R/L 各1		
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	2024.10.9	3角法	名 称	カスタマイズ作業台ワーテック
承認	設計	製図		基本体 W900
		尺 度		WTC-0975TWD
		大迫		外観図
		1:14	図 番	葉 番
株式会社 サカエ				