

入浴用いす(折りたたみ式タイプ)

狭い浴室でも使えるコンパクトなものをお探しの方に

楽な姿勢で入浴する

コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC(背無しタイプ)



楽あり
軽度の方に
おすすめ


レッド

ブルー

ピンク

ソフトパッド仕様
(抗菌加工済)

特定福祉用具
特定介護予防福祉用具
組立完成品
最大使用者体重 100kg



商品コード	レッド 536-372	ピンク 536-374	ブルー 536-370
商品サイズ	幅 41 × 奥行 40 × 高さ 33 ~ 43cm (座面までの高さ: 33 ~ 43cm) (折りたたみ時: 幅 41 × 奥行 26 × 高さ 55.5 ~ 100cm)		
商品重量	約 2.8kg		
材質	(座部・背もたれ) PE (ソフトパッド) EVA (パイプ) アルミニウム		
梱包入数	2		
色調	レッド	ピンク	ブルー
J A N	509203	509210	509197
T A I S	000345		
C C T A 9 5	093303		
交換部品等	交換部品については p.239 をご覧ください。		

座った姿勢の保持ができない方や浴槽への移乗を楽に行いたい方に

楽な姿勢で入浴する

折りたたみシャワーベンチ TS/TU




TS (レッド)

TU (ブルー)

ソフトパッド仕様
(抗菌加工済)


特定福祉用具
特定介護予防福祉用具
組立完成品
最大使用者体重 100kg



商品コード	[TS] レッド 535-466	ブルー 535-465
	[TU] レッド 535-468	ブルー 535-467
商品サイズ	幅 52 × 奥行 50 × 高さ 67 ~ 77cm (座面までの高さ: 35 ~ 45cm) (折りたたみ時: 幅 52 × 奥行 16 × 高さ 80 ~ 92.5cm)	
商品重量	[TS] 約 5kg	[TU] 約 4.8kg
材質	(座部・背もたれ) PE (ひじ掛け) PP (ひじ掛けグリップ) エラストマー (ソフトパッド) EVA (パイプ) アルミニウム	
梱包入数	2	
色調	レッド	ブルー
J A N	[TS] 399484	399491
	[TU] 399507	399514
T A I S	[TS] 000229	[TU] 000230
C C T A 9 5	093303	
交換部品等	交換部品については p.239 をご覧ください。	

ポイント 使わないときはすっきり収納！

脱衣所が狭くても、洗濯機横のわずかなすき間 (17cm) でも収納できます。



狭いすき間に…

スリムストッカー (幅17cm) を置けるようなすき間にも…。

すき間ぴったり

TS/TUは、折りたたむと幅わずか16cmなので無理なく収納できます。