


入浴用いす(スタンダードタイプ)

洗い場が狭く、できるだけコンパクトなものがよいという方に


楽な姿勢で入浴する

シャワーベンチ C



商品コード	535-420
商品サイズ	幅42×奥行42×高さ35～45cm (座面までの高さ: 33～43cm)
商品重量	約1.9kg
材質	(座部) PE (パイプ) アルミニウム
梱包入数	3
色	調 ホワイト
JAN	368114
TAIS	000155
CCTA95	093303
交換部品等	交換部品についてはp.241をご覧ください。 ※組立て式

背付シャワーベンチ C



商品コード	535-430
商品サイズ	幅42×奥行49×高さ65～75cm (座面までの高さ: 33～43cm)
商品重量	約2.7kg
材質	(座部・背もたれ) PE (パイプ) アルミニウム
梱包入数	2
色	調 ホワイト
JAN	368145
TAIS	000156
CCTA95	093303
交換部品等	交換部品についてはp.241をご覧ください。 ※組立て式

●脚形状




●シャワーフック



シャワーヘッドを掛けられるので、体を洗う時など両手が自由に使えます。

●座面寸法図 (共通)



●背もたれ形状



背もたれは背中をしっかりホールドし、しかも持ち手が背中に当たらず痛みを感じにくい形状です。

湯おけスタンド/風呂おけ/入浴用いす(スツール型)

入浴介護用品

前かがみになるのがつらい。腰に不安のある方に


楽な姿勢で入浴する

湯おけスタンド


イスの高さに合わせて2種類のタイプから選べます。



入浴用いすの高さの目安 25～35cm (M) / 35～45cm (L)
※湯おけは別売です



タイプ	商品コード	価格
M	535-184	
L	535-187	




商品サイズ	[M] 直径27×高さ34cm [L] 直径27×高さ44cm
商品重量	[M] 約0.5kg [L] 約0.6kg
材質	ステンレス
梱包入数	[M] 5 [L] 3
JAN	[M] 044056 [L] 044070

入浴応援 手おけ

- 従来品(1.5リットル)より20%容量を抑えた、軽くて扱いやすいサイズ(1.15リットル)です。
- 持ち手には、手が滑らないようエラストマー素材の滑り止めをはめ込んでいます。



●状況に応じた5通りの持ち方



4と5の持ち方は、持ち手に手首を引っ掛けることで、握力が弱くてもラクに桶を持ち上げることができます。



商品コード	535-172
商品サイズ	幅25×奥行14×高さ16cm
商品重量	約0.2kg
パケツ容量	1.15L
材質	(本体) PP (すべり止めゴム) エラストマー
梱包入数	15
色	調 ホワイト
JAN	046470
TAIS	-
CCTA95	-

入浴応援 湯おけ

- 従来品(3.1リットル)より25%容量を抑えた、軽くて扱いやすいサイズ(2.3リットル)です。
- 持ち手には、手が滑らないようエラストマー素材の滑り止めをはめ込んでいます。



通常の湯桶に比べ、重心位置が持ち手側に近く、桶の底部分までしっかりと持てる設計で、床面に置いた状態からでもラクに持ち上げることができます。




商品コード	535-171
商品サイズ	幅27×奥行26×高さ8cm
商品重量	約0.2kg
パケツ容量	2.3L
材質	(本体) PP (すべり止めゴム) エラストマー
梱包入数	30
色	調 ホワイト
JAN	046463
TAIS	-
CCTA95	-

入浴応援 シャワースツール30

- 十分な広さを確保。座り心地のよい曲面形状の座面です。
- スムーズに立ち上げられるように、足引きが付いています。



前面には、椅子の移動に便利な滑り止め付の持ち手を付けています。



商品コード	535-173
商品サイズ	幅38×奥行34×高さ33cm
商品重量	約1kg
材質	(本体) PP (脚ゴム・引き穴カバー) エラストマー
梱包入数	10
色	調 ホワイト
JAN	046487
TAIS	-
CCTA95	-

※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。

湯おけスタンド/風呂おけ/入浴用いす(スツール型)

入浴用いす(スタンダードタイプ)