

<システム構成例> Milli-Q® SQ200P 一式



69-4867-52 Milli-Q® SQ 200P キット ZSQ200UPT0

<オプション品>

- Milli-Q® SQ 200P 3年間延長保証
- Milli-Q® 圧力安定弁 ZFMQPR3BT0 69-4867-56 : 装置への給水圧を安定させ、漏水リスクを軽減
- 漏水検知センサー ZWATSENA1 69-4867-58
- 原水加圧ポンプ ZD10SPP7Q 69-4867-63 : 供給水圧が0.1 MPa に満たない場合