



仕様

型式	OF-400
庫内温度	-60℃
外寸法	W1505×D730×H865
内容量	365リットル
電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	520w/582w
圧縮機	全密閉型
冷媒	HC混合冷媒
冷却器	チューブフィンタイプ
凝縮器	ワイヤースキコンデンサー
温度調節	デジタルサーモスタット
製品重量	83kg
付属品	ハスケット3個
	霜取用ヘラ 鍵



株式会社カノウ冷機

名称	超低温フリーザー		スケール	作成日
型式	OF-400		NON	図番