



仕 様	
型 式	OF-500sus
庫内温度	-60℃
外寸法	W1705×D730×H890
内容量	480リットル
電 源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	560w/627w
圧縮機	全密閉型
冷 媒	HC混合冷媒
冷却器	チューブオブジェクト
凝縮器	ワイヤーメッシュコイル
温度調節	デジタルサーモスタット
製品重量	110kg
付属品	バスケット 3個
	霜取用ヘラ
	南京錠取付金具



株式会社カノウ冷機

名称	超低温フリーザー	スケール	作成日
型式	OF-500sus	NON	図番