



仕 様

型 式	DL-90s
庫内温度	-80℃
外寸法	W600×D730×H865
内容量	90リットル
電 源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	250w/300w
圧縮機	全密閉型
冷 媒	HC混合冷媒
冷却器	チューブオンシート
凝縮器	ワイヤー+スフィンコンデンサ
温度調節	デジタルサーモスタット
製品重量	48kg
鍵	有り
付属品	霜取りヘラ
カゴ	有り



株式会社カノウ冷機

名 称
型 式

超低温フリーザー
DL-90s

スケール
1/15

作成日
図 番