




仕様

型式	DL-300
庫内温度	-80℃
外寸法	W1305×D730×H865
内容量	300リットル
電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	600W/640W
圧縮機	全密閉型
冷媒	HC混合冷媒
冷却器	チューブオンシート
凝縮器	ワイヤーメッシュフィン
温度調節	デジタルサーモスタット
製品重量	78kg
鍵	有り
付属品	霜取りヘラ・内蓋



株式会社カノウ冷機

名称
型式

超低温フリーザー

DL-300

スケール

作成日
図番