

# ディスポーザブルシート 検診用ロールシート


透湿タイプ

ムレを防ぎ快適性を追求した吸水防水シートです。



**特長**

- 吸水性・防水性ともに優れたディスポーザブルシートです。
- 透湿性フィルムを使用しておりムレを防ぎ快適です。
- 薄くても強度に優れており安心です。
- 肌ざわりに優れた素材を使用しており、ゴワつきがありません。




病院での入院時、老人ホームや家庭での看護等に使用される防水シートには高い防漏性が求められます。そのため湿気がたまったり、ムレたりすることによる不快感が問題となっておりました。このたび、滑らかなスパンレース不織布に透湿性フィルムを貼り合わせることで問題が解決しました。

透湿性: 177g/m<sup>2</sup>・h (測定方法 JIS L 1099)

品番	規格	入数	備考
MS-112T	100cm×120cm	10枚×15袋	未滅菌
MS-115T	100cm×150cm	10枚×10袋	
MS-118T	100cm×180cm	//	
MS-121T	100cm×210cm	//	
MS-110TR ※	100cm×100m巻	1巻	

※は受注生産品です。



## 検診用ロールシート

**特長**

- 内診台に最適のロールシートです。
- フィルムをコーティングした、吸水防水タイプのシートです。
- ミシン目が入っており、手軽にカットして使用できます。
- ハードタイプ(白)とソフトタイプ(ブルー)からお選びいただけます。

品番	規格	規格	入数
RS-370	ハードタイプ (白)	37cm×30cmミシン目×120枚/巻	20巻/ケース
RS-373	ソフトタイプ (ブルー)	//	//