



Philips
スポーツミニ筋膜リ
リースガン

コンパクトなサイズでパワフ
ル
プロフェッショナルアクセサ
リー

PPM7501

超コンパクトボディでウルトラパワー

Super Dynamic パワーシステム

超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツのウォームアップや体のメンテナンスに最適です。

優れた出力の SuperDynamic システム

- 推力 10kg+ ストローク 8mm
- 上部のリングランプでリアルタイムに圧カレベルを認識

超スリムサイズで、しまうのも取り出すのも簡単

- 超スリム 35mm ハンドル

洗練されたオールメタルデザイン

- オールメタルボディ

プロフェッショナルマッサージアクセサリー

- プロフェッショナルアタッチメント×6
- チタンフラットヘッド
- 球状ヘッド

PHILIPS

仕様

仕様

- 色: ダークブルー
- 本体重量: 308g
- 製品寸法 (縦 x 横 x 高さ): 145 x 75 x 35 mm
- マッサージヘッド数: 6

主要パラメータ

- 動作電圧: 11.1 V
- マッサージ振幅: 8 mm
- 動作電力: 25 W
- マッサージ周波数: 1200 -3200 rpm

- 最大推力: 10 kg
- バッテリー: 1300 mAh
- 充電電流: 2 A
- 充電電圧: 5 V
- 充電ポート: USB Type-C

製造国

- 製造国: 中国

サービス

- 保証期間: 2年

特長

SuperDynamic システム

強力な Super Dynamic パワーシステムを搭載しており、画期的なパワーを実現します。

強度フィードバック表示

圧力の大きさによって、リングランプが色別に光ります。身体にかかる圧力を確認できるので、適切なボディケアに最適です。

超スリム 35mm ハンドル

幅はわずか 35mm、細いハンドルは握りやすく、全体のサイズは 14.5 x 7.5 x 3.5cm です。ぴったりフィットする収納用ハードケースで保管でき、場所をとりません。

精密金属部品

本体は、オールメタルでできています。そのため、すべての部品が丈夫で耐久性に優れているだけでなく、細部まで綿密に仕上げられています。

プロフェッショナルアタッチメント

6種類のアタッチメントがあり、スポーツ後のメンテナンスや日常のボディケアなど、あらゆる目的に対応できます。

プロフェッショナルチタンヘッド

身体にやさしいチタン素材は、安全性が高く、軽くて耐久性に優れています。

高弾性ゴムボールヘッド

弾力性の高いゴム素材を採用することにより、柔らかい刺激で、身体への負荷を最適化できます。また、柔らかいゴムの表面は簡単に汚れを落とせるため、常に清潔に使用できます。

発行日 2024-11-12

バージョン: 2.2.5

EAN: 48 97126 05173 5



Philips Japan, Ltd.