

攪拌子  
なし

安定流速

こぼれ  
防止

**WTW**  
a xylem brand

# 測定の手間を削減

FDO925・CellOxi325用 DO(溶存酸素)計の電極アクセサリ

## 電極先端攪拌子 RZ300 (W203824)

電極先端の気泡除去と安定流速による安定的な測定を実現！  
回収が大変な攪拌子をフラン瓶に入れる必要はもうありません。

お手持ちのスターラーで  
攪拌ができます。



## BOD測定フラン瓶用ファンネルセットTS19 (W205710)

BOD測定のフラン瓶内の試料が電極を入れても溢れず測定！

電極の高さを予め固定できるのでスタンドで毎回高さを調整する手間が無くなります！



## 取付リング FR19 (W205712)

電極の高さを固定できるストッパー



セントラル科学株式会社