

災害時や非常用として常備いただけます。なお、自宅分娩介助、助産院様でもご利用いただけます。

災害時に
現場で出産に対応できる
「最低限のもの」を
1パックにまとめました



BOUSAI GOODS

命を守る現場だからこそ、**もしも**の時の備えを！

医療機器承認番号：21900BZZ00020000

番号	組込アイテム名	規格 (単位: cm)	組込数	主な用途
①	分娩マット	シート 90 × 140 マット 85 × 90 ポリマー入 吸収量: 約 3,100mL 重量: 340g	1 枚	分娩時の羊水・血液の吸収
②	手術用ガウン	Mサイズ ピンク AAMI レベル 3 水準品 素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン	1 枚	介助者用ガウン
③	直後パットセット	パット 2 種・伸縮ベルト・吸水防水シート付	1 セット	分娩直後用 (ショーツ・パット一体型)
④	エナ袋	40 × 40	2 枚	汚物入れ等
⑤	膿盆	1,500mL 素材: ポリプロピレン	1 個	胎盤入れ
⑥	臍帯クランプ	素材: ポリアセタール製	2 個	臍帯結紮
⑦	イヤースリンジ	30mL	1 個	新生児の羊水吸引時に
⑧	ベビータオル	100 × 100 素材: コットン不織布	1 枚	ベビー受け
⑨	手術用手袋	7.0 号	1 双	介助者用手袋
⑩	マスク	ゴムヒモ式 ホワイト	1 枚	介助者用マスク
⑪	剪刀	13 ステンレス製	1 本	臍帯結紮、会陰切開時
⑫	尺角ガーゼ	30 × 30 8 折 (並)	10 枚	清拭、消毒、新生児拭き
⑬	脱脂綿	8 × 16 カット綿	10 枚	会陰保護、肛門保護
⑭	包材	87 × 90 ピンク 素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン	1 枚	包材・器械台シート

※吸収量: 引用規格 一般社団法人日本衛生材料工業連合会 飽和吸収量ガイドライン ※上記データは測定値であり、保証値ではありません ※上記は使用例です

品コード	商品名	単位
66045	分娩キット N66045(G) 災害時用	セット

■お問い合わせ・資料請求先

amethyst 大衛株式会社

□ 札幌 TEL.011-817-3600
□ 仙台 TEL.022-225-2745
□ 東京 TEL.03-5981-7180
□ 北関東 TEL.03-5981-7180

□ 南関東 TEL.03-5981-7180
□ 名古屋 TEL.052-369-4110
□ 学研都市 TEL.072-856-6531
□ 大阪 TEL.06-6928-7245

□ 広島 TEL.082-211-2166
□ 福岡 TEL.092-622-8415
□ コンシューマ事業本部
TEL.052-355-2711



アメジスト 大衛 検索
https://amethyst.co.jp