

貼るだけの簡単遮光



EYEGUARD

-アイガード-



アルミの遮光フィルムを含むシートで、光照射時のまぶしさを低減します。

まぶたに直接触れる部分は、不織布パッドを使用しております。



EYE GUARD
(アイガード)



取っ手には、
粘着剤は付いておりません。

【材質】

基 布：ポリエステル不織布 粘着剤：アクリル系 パッド部：天然パルプ繊維・アルミ蒸着フィルム
取っ手：ポリエチレン・ポリプロピレン不織布



通気性に優れており、皮膚刺激性の低い粘着剤
を使用しています。

不織布粘着シートを使用しており、
柔らかな肌当たりです。

1枚ずつの個包装で
使い捨てできるので、
清潔に管理できます。





ハンドピースの大きさに関わらず、顔への照射がしやすいです。

アイガードの遮光テスト

光のカット率 98%以上(波長範囲:500nm~1200nm)

※大阪産業技術研究所にてUV-Vis-NIR分光光度計を用いてテスト済み



川本コード	品名	希望小売価格	ケース入数	高さ×幅×奥行(mm)	JANコード/ITFコード
025-500600-00	アイガード 200枚入	オープン価格	20箱	【個装】 95×100×116 【外箱】 207×525×250	 4 987601 587269 14987601587266

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝日を除く)

<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>