

Premium Guard プレミアガード 手術用顕微鏡・Cアーム用ドレープ



そのドレープで全てに満足していますか!?

ナビス に是非ご相談ください!

Q1 Premium guardとは何?

A アメリカに本社がある手術用顕微鏡、Cアーム、器具カバー、整形外科手術消耗品に特化した会社です。

Q2 どんな製品があるの?

A 手術用顕微鏡やCアームのドレープ(機械を覆う袋)やその他ドレープ製品です。

Q3 メリットは?

A 当社のディスプレイ製品の中でも、価格競争力のある製品です。
純正品や汎用品をお使いの施設様でも、トータルコストの削減にご検討ください。

《顕微鏡用ドレープ適合早見表》

品番 型番	7-1126-01 10-3135APEU	7-1126-02 10-3138APEU	7-1126-03 10-3136APEU	7-1126-04 10-3142APEU	7-1126-05 10-3165APEU	7-1126-06 10-3161APEU	7-1126-07 10-3168APEU
対象機種	ツァイス OPMI CS/ES/Vario/Neuro/ Pentero	ツァイス OPMI Pentero/MD/CS/Vario/Neuro NC4	ツァイス OPMI MD/CS/Vario	ツァイス	ライカ M680	ライカ M300/400/400E/500/ 500-N/620/655/MS2/MS3	ライカ M520/OH1/OH2/OH3/OH/ OHS
ドレープサイズ(mm)	1170×3050	1370×3810	1120×2030	φ406×590	1170×3050	1040×1630	1370×3810
対物レンズ径(mm)	65	65	65	65	68	68	68

《Cアームドレープ適合早見表》

品番 型番	7-1182-01 10-2151EU	7-1182-02 10-2176EU	7-1182-03 10-2180EU	7-1182-04 10-2106EU	7-1182-05 10-2113EU	7-1182-06 10-2129EU	7-1182-07 10-2139EU
対象機種	Philips BV Endura/BV Purlsera/Libra	GE OEC9 ⁺ 9600/9800/9900	GE OEC12 ⁺ 9600/9800/9900	GE OEC6600 Orthoscan HD, Hologic mini C-arm	GE OEC6800 Orthoscan HD, Hologic mini C-arm	オペ台取付コンタミ防止 カバー	オペ台取付コンタミ防止 カバー
ドレープサイズ(mm)	410×2230, 910×760	127×1905, 762×914	130×1900, 910×910, 410×460×80, 710×300	1370×1600	1370×2160	1370×760	1780×760



非常に透明度が高くグレアや反射が少ない。
対物レンズカバーは汚れた際に取り外せる設計。
初めて使用する場合でも、ガイドマーク付きで簡単装着。
透明度はどのシリーズも90%以上を実現。

サンプルのご用命は以下専用書式にて承ります。



《レンズ種類》	
■一般レンズ(透明度92.8%)	
■プレミアムレンズ(透明度94.5%)	
■ガラスレンズ(透明度98.5%)	
《ハウジング種類》	
■一般的なフラットタイプ	
■角度がついたアングルタイプ	

《専用サンプル依頼書》

施設名	現行顕微鏡/Cアーム仕様		現行ドレープ仕様		レンズ選択 (顕微鏡用ドレープ限定)	ハウジング選択 (顕微鏡用ドレープ限定)	年間使用数量(枚数)
	メーカー名	機種名	メーカー名	品番など			
記入例 アズワン記念病院	T社	AZ7000	O社	AS9000	ガラス	アングル	450

【お問合せ先】

アズワン(株) メディカルグループ
(TEL) 06-6447-8650
(FAX) 06-6447-8659

