

コスモリット S3

## ドイツ職人による、 子供達に愛される聴診器

ドイツ職人が1本1本手作りし、確かな品質を実現。

チェストピースは音響性能の高いステンレス製。  
冷たさを感じさせにくいリム付き。  
抗菌性のダイヤフラム(膜面)を使用。

“ノーズポイント”部分が微振動することで  
「心音や呼吸音が増幅されて」クリアに聴こえます。

### イヤータップ



大/高さ:17mm × 幅:12mm    小/高さ:16mm × 幅:12mm

### 選べるデザイン (ダブルタイプのみ)



### ダブルタイプ

#### 小児用聴診器 コスモリット S3

2段設計のベル部により、異なる  
周波数音を聴き取りし易くします。

膜面径:33mm    ベル面径:30mm

#### 選べるチューブ色

- レッド
- ロイヤルブルー
- イエロー
- ブラック

### シングルタイプ

#### 新生児・ 小児兼用聴診器 トラバント S2

打診器シリーズと同じ  
かわいい顔がついたタイプ。

ベル面径:35mm

#### 選べるチューブ色

- マゼンタ
- ロイヤルブルー
- イエロー

#### 新生児用聴診器 コスモリット ネオ

ベル面径を小さくしたタイプ。  
新生児の小さな身体でも聴きやすい。

膜面径:33mm    ベル面径:18mm

#### 大人小児兼用聴診器 コスモリット デュアル

両サイド膜面。  
片面は高感度カーボンファイバー仕様。

膜面径:33mm、41mm

#### 小児用聴診器 サテリット

トラバントS2よりベル面が  
一回り大きい小児用聴診器。

ベル面径:42mm

カタログ上の色や形状は変更される場合がございます。予めご了承願います。

販売名	製造販売届出番号
ZellaMed 聴診器	26B2X10021AR0001