

日本製

ガンマー滅菌済

食品衛生法適合品

衛生的に母乳を **冷凍・冷蔵** 保存

カネソン

Since 1977

母乳バッグ

大多数の病産院で愛用されています



—— 母乳バッグはカネソン株式会社の登録商標です ——



カネソン 母乳バッグは多くの病産院や NICU で選ばれています。

多くの病産院や NICU で選ばれているのは、品質への信頼の証です。
ママの体でつくられる母乳は、赤ちゃんにとって最も自然な栄養で、赤ちゃんに必要な栄養分を含んでいます。
その大切な母乳を冷凍して、おうちでも病院でも、ワーキングママも、いつでも赤ちゃんにあげられるように備えておくことは、一つの愛情の形です。

使いやすさの工夫

センターカットタイプ
容量 25mℓ / 150mℓ (花柄)

斜めカットタイプ
容量 50mℓ / 100mℓ

ヘッダー

厚みのあるテープを使用したヘッダー。開封口が安定するので、安心して母乳が注げます。

つまみ

開封がスムーズ。母乳バッグ内部に指を触れることなく口開きができるので衛生的。

めやす目盛り

母乳を取り出しやすい注ぎ口。

接着テープ

密封が簡単。ヘッダーをクルクルと巻いてとめるだけ。余分な空気も簡単に抜けます。

めやす目盛り

引き裂きやすく、哺乳びんに注ぎやすい大きさの切り口。

※容量によって形状が異なります。

赤ちゃんが飲む母乳だからこそ / カネソン独自のこだわり仕様

素材

内層、中間層には安全性の高いポリエチレン、外層に強度の大きいナイロンを使用した3層構造。母乳の中にプラスチック成分が溶け出すような心配がないこだわりの設計。

製法

フィルム素材をクリーンエアでインフレーション成形し、直後に筒状のままシート状に圧着したものを製袋。異物や雑菌が入りにくい安全性を追求したカネソン独自の製法。

衛生面

安全性を高めるために製造後、さらにガンマー滅菌を施し、大切な母乳をしっかり守ります。食品衛生法適合品 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令適合品。

内層、中間層
ポリエチレン

外層
ナイロン

こんなときにも

お母さんがお出かけやお仕事のとき

乳頭トラブル等で直接授乳が困難なとき

病院や保育園に母乳を届けたいとき

母乳をさく乳して保存しておくとき

カネソン 母乳バッグ開発経緯

1961年に日本で初めての未熟児センターを開設した小児科医の先生が直接おっぱいをあげられない状況の母親から「さく乳した母乳を我が子に飲ませる手段はないか」という声から考案されたのが「カネソン母乳バッグ」です。
(1977年日本初の母乳冷凍袋が誕生)

“母乳の持ち運び” “母乳の冷凍保存”を実現したことで、大多数の病産院・NICUで使用され、現在も多くの医師・助産師の支持をいただいています。



商品名		本体価格	中箱 個	単品サイズ(mm) 正面幅×奥行×高さ	単品 重量 (g)	JANコード ITFコード
母乳バッグ 50ml/20枚入			10個	80×50×130	75	4 979869 005500 14979869005507
母乳バッグ 50ml/50枚入			10個	110×55×165	179	4 979869 005517 14979869005514
母乳バッグ 100ml/20枚入			10個	80×50×130	81	4 979869 005524 14979869005521
母乳バッグ 100ml/50枚入			10個	110×55×165	188	4 979869 005531 14979869005538
母乳バッグ 150ml/20枚入			10個	80×50×130	88	4 979869 005548 14979869005545

商品名		本体価格	中箱 個	単品サイズ(mm) 正面幅×奥行×高さ	単品 重量 (g)	JANコード ITFコード
母乳バッグ 25ml/10枚入			20個	120×10×180	27	4 979869 004404 14979869004401
母乳バッグ 50ml/10枚入			20個	120×10×180	40	4 979869 004527 14979869004524
母乳バッグ 100ml/10枚入			20個	120×10×180	38	4 979869 004435 14979869004432

材 質 母乳バッグ

- 材質表示 ナイロン / ポリエチレン
- 耐冷温度 -70℃ (衝撃を与えず安置した場合)

※冷凍時の取り扱いには特に注意し、母乳バッグ同士や固いものとの接触を避けてください。
※移動時 グを個々にラップかポリ袋に包んでから、市販の保冷バッグなどに入れて運んでください。