

ファイン・オールセラミックピンセット 7-166-01 ~ 11

セラミックス部の特性

非磁性体です。耐薬品に富みます。(フッ酸を除く) 金属汚染や有機物の溶出がありません。絶縁性です。抜群の耐摩耗性です。(金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上) 耐熱性に富みます。(700℃以下、耐熱衝撃性 T=350℃) 断熱性に優れます。ハンダ、銀口ウが付着しにくいです。


柄部分材質の特性 (-01 ~ 07)

| 柄の材質 | SUS304 | 特殊アルミ合金 | ガラス入りポリアセタール |
|---------|-----------|---------|--------------|
| 各タイプの特徴 | 非磁性 | | |
| | 絶縁性 | | |
| | 静電気 | | |
| | 耐食性(滅菌消毒) | | |
| | 耐熱性 | | |
| | バネ性 | | |
| | 軽さ | | |


寸法図

(単位: mm)


-01




-02




-03




-04




-05




-06




-07




-08



-09



-10



-11

