

ウェハーキャリアKMシリーズ・ハンドル互換表

2015/2/24

キャリア			ハンドル		
インチ	アズワン品番	型番	HMシリーズ	HSシリーズ	H-01 (7-177-25)
1.5	7-177-19	K-15	—	—	○
2	7-177-20	K-20	—	—	○
	7-177-01	KM-20	HM-20(7-178-01)	—	—
2.5	7-177-02	KM-25	HM-25(7-178-02)	—	—
	7-177-03	KM-25-51	HM-25(7-178-02)	—	—
3	7-177-28	KM-30P	—	—	—
	6-7987-45	KM-302KE-SA	HM-30(7-178-03)	—	○
	7-177-21	K-30	—	—	○
	7-177-22	K-30-52	—	—	○
	7-177-04	KM-30	HM-30(7-178-03)	HS-30(7-178-06)	—
	7-177-05	KM-30N	HM-30(7-178-03)	—	—
	6-7987-47	KM-30WD	—	—	—
4	7-177-07	KM-40MBP	HM-40(7-178-04)	—	—
	6-7987-40	CW-04KE	—	—	—
	7-177-23	K-40	—	—	○
	7-177-24	K-40-52	—	—	○
	7-177-06	KM-40N	HM-40(7-178-04)	—	—
	7-177-08	KM-40NA	HM-40(7-178-04)	—	—
	6-7987-48	KM-40WD	—	—	—
5	7-177-27	KM-50PN	HM-50(7-178-05)	—	—
	1-8302-01	KM-511NE-SH	—	—	—
	7-177-09	KM-50NA	HM-50(7-178-05)	—	—
	6-7987-26	KM-50WD	—	—	—
	7-177-12	KM-50NM	HM-50(7-178-05)	—	—
6	7-177-26	KM-60PN	—	—	—
	1-8302-02	KM-627NE-SH	HM-60(7-178-13)	HS-60(7-178-12)	—
	1-8302-04	KM-610NE-A2	—	—	○
	6-7987-21	KM-632K-SA	—	HS-60(7-178-12)	—
	6-7987-41	KM-627K-SA	HM-60(7-178-13)	HS-60(7-178-12)	—
	7-177-10	KM-60NA	HM-60(7-178-13)	—	—
	6-7987-08	KM-60NM	HM-60(7-178-13)	—	—
	6-7987-09	KM-60WD	—	—	—
6-7987-16	KM-615-A1	HM-60(7-178-13)	HS-60(7-178-12)	—	
8	1-8302-03	KM-834NE-H	—	—	—
	1-8302-05	KM-854NE-H4	HM-80(6-7987-46)	—	—
	6-7987-07	KM-839K-A1	HM-80(6-7987-46)	—	—
	7-177-11	KM-80NA	—	—	—
	6-7987-03	KM-804-H	HM-80(6-7987-46)	—	—
	6-7987-04	KM-822-A1	HM-80(6-7987-46)	—	—
12	1-8301-01	KM-1201-A2	—	—	—
□50mm	7-177-13	50MASK	HM-20(7-178-01)	—	—
□60mm	7-177-14	60MASK	—	—	○
□100mm	7-177-15	100MASK	—	—	○
□125mm	7-177-16	125MASK	—	—	○
4	7-177-18	AM-100	HM-40(7-178-04)	HS-40(7-178-07)	—