

Recommendation from navis
Nebulizer for Home Use

コンプレッサー式ネブライザー

ナビキューブ



Home use



Portable design



軽量、コンパクトなデザインです


一般医療機器
一般の名称：非加熱式ネブライザ
製品名：ナビキューブ
医療機器届出番号：27B2X00303000007

navis*



コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-2395-01	本体セット(NV-7012)	W113xD113xH84	¥ 8,800
7-2395-11	交換用ネブライザーキット	——	¥ 2,180
7-2395-12	交換用エアーストース	——	¥ 980
7-5296-01	大人用マスク	——	¥ 760
7-5296-02	小児用マスク	——	¥ 760



【7-2395-01仕様】

- 噴霧粒子径:MMAD約3 μ m●噴霧能力:0.35ml/min以上●薬液ボトル容量:6ml●送気流量:最大約4 ℓ /min
 - 連続運転時間:30分●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:12W●重量:約425g(ACアダプター除く)
 - セット内容:ネブライザーキット、エアーストース、ACアダプター●保証期間:お買い上げ日より1年間
 - 薬事分類:一般医療機器(クラスI)●届出番号:27B2X00303000007
- ※測定条件:温度/24 $^{\circ}$ C、湿度/45~75%、使用薬剤/クロモイドロップ2ml中クロモグリク酸ナトリウム0.4mg含有
薬液の種類などにより数値は異なります。

【7-2395-11】

- 交換用ネブライザーキット内容:マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1

- ◆小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。
- ◆平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。
- ◆4.7 μ m以下の粒子含有量は約67%です。
- ◆ネブライザーキット、エアーストースを箱に収納でき持ち運びに便利です。
- ◆部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
- ◆粘性のある薬剤も対応可能です。
- ◆エアーストースはエアーストース一体式のため、コンプレッサー本体の定期的なフィルター交換の手間がありません。



交換用ネブライザーキット内容



本体にネブライザーキットを収納できます



ネブライザーキットを本体に立てて使用することも可能です



小児用マスク(別売品)

大人用マスク(別売品)

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。
※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前9:00~午後5:30受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))



製造販売業者

AS ONE アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【2404PASPB】