


# 試験的切除鉗子

*Taiyu Biospy Instruments*




TY-930  
慶大式試験的切除鉗子



TY-931  
癌研式試験的切除鉗子



TY-932  
阪大式試験的切除鉗子



U字型

幅3mm




商品コード	商品名
TY-930	慶大式 試験的切除鉗子

- シャフト長さ：14cm
- 切り口：U字型(上向き)



楕円型




商品コード	商品名
TY-931	癌研式 試験的切除鉗子

- シャフト長さ：20cm
- 切り口：楕円型



三角型



商品コード	商品名
TY-932	阪大式 試験的切除鉗子


- シャフト長さ：20cm
- 切り口：三角型(角付き)

**改良版 2017年11月リニューアル発売**

多くのご要望にお応えして15cm⇒20cmに改良しました。シャフトを5cm長くすることで深部にも届きやすく、長さに余裕があるため術者の手で視野を遮りません。

\*従来の15cmタイプは在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承くださいませ。

\*先端図は原寸大ではありません



**～鶏の砂肝による切除実験～**

大変切れ味が良く、表面の薄い膜まで綺麗に切除することが可能です。切れ味が落ちて「研磨」により切れ味を復元させる事が可能です。



販売代理店



大祐医科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目23番18号

TEL : 03-3813-5661 FAX : 03-3813-5623

http://www.taiyu-medical.co.jp