

プロシェアスキンマーカーII



クリスタルバイオレット
(ピオクタニン) を含まない
インクを使用しています。



1本ずつ個包装です

クリスタルバイオレット (ピオクタニン) フリーとは？

これまでのスキンマーカーは、クリスタルバイオレット
(別名：ピオクタニン) を含んだインクが使用されているもの
が主流でした。

このクリスタルバイオレットは消毒等にも使用されていま
したが、クリスタルバイオレットに遺伝毒性および発がん性が
認められたため、医療用医薬品においては、代替品がなくベ
ネフィットがリスクを上回る場合には使用が認められますが、
原則禁止となっております。^{*1}

これを受けて、クリスタルバイオレットを含むインクを使用
したスキンマーカーも使用を中止し、クリスタルバイオレ
ットフリーの商品が増えてきています。

品番	型番	ペンサイズ	ペン先サイズ	価格(税抜)
7-4284-11	SMN	Φ9×167mm	1mm	¥240

- 中字用 ● γ線滅菌済(個包装) ● 付属品：ルーラー(15cm)
- インク成分：ベーシックバイオレット4



商品の
詳細は
コチラ！



■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口
カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL **0120-711-875** (ユーザー様用)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

◎ 価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ ご用命は信頼ある代理店へ