



nopa instruments は創業 35 年以上の鋼製小物関連製品の
専門メーカー。現在では各国の厳しい品質基準に準拠し、
世界約 120 カ国以上に高品質な商品を提供しています。

インスツルメントを長くご使用いただくために

Point 1

特性に応じた適正な使用

例えば、先端の細いはさみを硬く大きい対象物に過度の力をかけ使用した場合、使用頻度を問わず《刃こぼれ・破損》に繋がる恐れがあります。

Point 2

使用前の商品確認

多くの商品は職人の手作業にて製造されています。その為、手指の感覚・開き具合などで同じ商品でも多少の個体差がある場合がございますが、性能に影響はございません。

Point 3

日々の適切なメンテナンス

洗浄・滅菌を繰り返すことで商品によっては必要な油分まで除去されてしまい動きが「悪い・固い」と感じる場合があります。その場合は、メンテナンスオイルの注油を行ってください。

ステンレス鋼は錆びない？

ステンレス鋼は特徴として、一般的に「錆びない鋼材」と思われがちですが、実は「錆びにくい鋼材」でしかありません。ご使用環境、ご使用前後の処理により《変色・サビ・腐食》が

発生する可能性があります。万が一、これらの症状が生じた場合、その部分から孔食が進行し、予期せぬ『破損』の原因となってしまいます。材質の特性をご理解いただき、適切なご使用・商品の管理をお願い致します。

* 商品の洗浄・滅菌・保管等に関しては、商品添付文書に記載されている注意事項をよくご確認ください。適切な管理をお願い致します。



医療機器固有識別子 (UDI) マーキング

nopa 社製品には、固有の固体識別番号を認識する UDI (Unique Device Identification) マーキングがレーザー刻印されております。この固体識別番号 UDI は、医療機器における安全管理を目的としたトレーサビリティの確立に役立ちます。製品情報をはじめ、使用回数管理などに用いることができ、医療従事者及び患者様に対する日々の安全管理にもお役立ていただけます。



Scissors

眼科剪刀

■ 材質：ステンレス (DIN1.4117, AISI420B)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-4355-01	IRS115	直	115	¥2,200
7-4355-02	IRC115	曲		

スティーブンス剪刀

■ 材質：ステンレス (DIN1.4117, AISI420B)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-9444-01	AC474/11	直 / 鋭	115	¥10,000
7-9444-02	AC475/11	曲 / 鋭		
7-9444-03	AC476/11	直 / 鈍		
7-9444-04	AC477/11	曲 / 鈍		

外科剪刃

■ 材質：ステンレス (DIN1.4117, AISI420B)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-4354-01	RDSCS145	両鈍直	145	¥3,000
7-4354-02	RDSCC145	両鈍曲		
7-4354-03	AC020/14	片尖直		
7-4354-04	AC021/14	片尖曲		
7-4354-05	AC031/14	両尖曲	175	¥4,000
7-4354-06	AC030/14	両尖直		
7-4354-07	AC020/17	片尖直		
7-4354-08	AC021/17	片尖曲		
7-4354-09	AC031/17	両尖曲		
7-4354-10	AC030/17	両尖直		
7-4354-11	AC010/17	両鈍直		
7-4354-12	AC011/17	両鈍曲		



メーヨー剪刃

■ 材質：ステンレス (DIN1.4117, AISI420B)

品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-6992-01	AC070/14	直	145	¥3,600
7-6992-02	AC071/14	曲		
7-6992-03	AC070/17	直	170	
7-6992-04	AC071/17	曲		

Scissors

メツェンバウム剪刃

■ 材質：ステンレス (DIN1.4117, AISI420B)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-6989-01	AC100/14	両鈍直	145	¥3,600
7-6989-02	AC101/14	両鈍曲		

リストン骨剪刃

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-9445-01	KA880/14	直	140	¥14,000
7-9445-02	KA882/15		150	¥13,000

ベルグマンギプス剪刃

■ 材質：ステンレス (DIN1.4117, AISI420B)



品番	型番	全長 (mm)	定価
7-9446-01	AC553/23	230	¥11,000

Needle Holders

デルフ持針器

- 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)
- 縫合糸適合サイズ：5.0 ~ 6.0



◆把持部はタングステン・カーバイド加工

品番	型番	全長 (mm)	定価
7-4352-01	DNH125	125	¥10,000

メイヨーヘガール持針器

- 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)
- 縫合糸適合サイズ：3.0 ~ 5.0



◆把持部は先端アヤ・タテ筋加工

品番	型番	全長 (mm)	定価
8-416-01	AE100/14	140	¥4,800
8-416-02	AE100/16	160	¥4,800



◆把持部はタングステン・カーバイド加工

クライルウッド持針器 TC

- 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)
- 縫合糸適合サイズ：3.0 ~ 5.0

品番	型番	全長 (mm)	定価
7-9438-01	AE470/15	150	¥11,000
7-9438-02	AE470/18	180	¥12,000
7-9438-03	AE470/20	200	¥15,000

メイヨーヘガール持針器 TC

- 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)
- 縫合糸適合サイズ：3.0 ~ 5.0



◆把持部はタングステン・カーバイド加工

品番	型番	全長 (mm)	定価
8-415-01	AE400/14	140	¥10,000
8-415-02	AE400/16	160	¥10,000

マッチョウ持針器

- 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)
- 縫合糸適合サイズ：2.0 ~ 4.0

品番	型番	全長 (mm)	定価
8-420-01	AE200/14	140	¥7,000
8-420-02	AE200/17	170	¥7,000
8-420-03	AE200/20	200	¥7,000



◆ 把持部はタングステン・カーバイド加工




マッチョウ持針器 TC

- 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)
- 縫合糸適合サイズ：2.0 ~ 5.0

品番	型番	全長 (mm)	定価
8-417-01	AE500/14	140	¥12,000
8-417-02	AE500/17	170	¥13,000
8-417-03	AE500/20	200	¥14,000

アドソン/マイクロアドソンピンセット

■ 材質：ステンレス (DIN1.4024, AISI410)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-7008-01	AB110/12	有鉤	120	¥1,800
7-7008-02	AB100/12	無鉤		
7-7000-01	AB112/12	有鉤	120	¥3,500
7-7000-02	AB102/12	無鉤		
7-7000-03	AB112/15	有鉤	150	¥3,800
7-7000-04	AB102/15	無鉤		

セムケンピンセット

■ 材質：ステンレス (DIN1.4024, AISI410)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-7005-01	AB120/12	無鉤直	125	¥3,000
7-7005-02	AB120/15		155	



ルーツェピンセット

■ 材質：ステンレス (DIN1.4024, ANSI410)

品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-9442-01	AB656/14	無鉤直	140	¥3,000

しっかり・がっちりキャッチ

アトラウマピンセット / ドゥバーキー

■ 材質：ステンレス (DIN1.4024, AISI410)



Tweezers

品番	型番	先端幅	全長 (mm)	定価
7-9441-01	AB860/16	1.5	160	¥9,000
7-9441-02	AB862/16	2.0		
7-9441-03	AB864/16	2.8		
7-9441-04	AB860/20	1.5	200	¥10,000
7-9441-05	AB862/20	2.0		
7-9441-06	AB864/20	2.8		
7-9441-07	AB866/20	3.5	240	¥11,000
7-9441-08	AB860/24	1.5		
7-9441-09	AB862/24	2.0		
7-9441-10	AB864/24	2.8	300	¥12,000
7-9441-11	AB866/24	3.5		
7-9441-12	AB862/30	2.0		
7-9441-13	AB864/30	2.8	300	¥12,000
7-9441-14	AB866/30	3.5		

Tweezers



組織ピンセット

■ 材質：ステンレス (DIN1.4024, AISI410)

品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-9443-01	AB060/13	有鉤 1×2爪	130	¥1,800
7-9443-02	AB060/14		145	
7-9443-03	AB060/16		160	¥2,100
7-9443-04	AB060/18		180	¥2,200
7-9443-05	AB060/20		200	¥2,400
7-9443-06	AB060/25		250	

マイクロピンセット

■ 材質：ステンレス (DIN1.4024, AISI410)



AB501/01 AB501/02 AB501/03 AB501/04 AB501/05

品番	型番	全長 (mm)	定価
7-9439-01	AB501/01	120	¥4,500
7-9439-02	AB501/02		
7-9439-03	AB501/03		
7-9439-04	AB501/04	110	
7-9439-05	AB501/05		

外科ピンセット

■ 材質：ステンレス (DIN1.4024, AISI410)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-9440-01	AB070/13	無鉤 直 (細)	130	¥1,800
7-9440-02	AB070/14		145	
7-9440-03	AB070/16		160	¥2,100
7-9440-04	AB070/18		180	¥2,200
7-9440-05	AB070/20		200	¥2,700
7-9440-06	AB070/25		250	¥3,500
7-9440-07	AB080/13	有鉤 直 (細)	130	¥1,800
7-9440-08	AB080/14		140	
7-9440-09	AB080/16		160	¥2,100
7-9440-10	AB080/18		180	¥2,200
7-9440-11	AB080/20		200	¥2,700
7-9440-12	AB080/25		250	¥3,500

Clamps



チューブ鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)

品番	型番	全長 (mm)	定価
7-4353-01	TUK15	155	¥3,000
7-4353-02	TUK18	180	¥3,400

ローナ/バックハウス タオル鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)



品番	型番	全長 (mm)	定価
7-9437-01	AA763/13	130	¥4,700
7-9465-01	AA751/11	110	
7-9465-02	AA751/13	130	

コッフェル止血鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価	
7-6977-01	AA216/13	有鉤直	130	¥3,900	
7-6977-02	AA217/13	有鉤曲			
7-6977-03	AA216/14	有鉤直	140		
7-6977-04	AA217/14	有鉤曲			
7-6977-05	AA216/16	有鉤直	160		¥4,500
7-6977-06	AA217/16	有鉤曲			

ペアン止血鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価	
7-6970-01	AA214/13	無鉤直	130	¥3,900	
7-6970-02	AA215/13	無鉤曲			
7-6970-03	AA214/14	無鉤直	140		
7-6970-04	AA215/14	無鉤曲			
7-6970-05	AA214/16	無鉤直	160		¥4,500
7-6970-06	AA215/16	無鉤曲			

ローチェスター・ペアン止血鉗子


■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)

品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-9464-01	AA200/14	無鉤直	140	¥3,500
7-9464-02	AA201/14	無鉤曲		
7-9464-03	AA200/16	無鉤直	160	¥6,500
7-9464-04	AA201/16	無鉤曲		

モスキート止血鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)

AA150/12



AA153/12

品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
8-413-01	AA150/12	無鉤直	120	¥3,000
8-413-02	AA151/12	無鉤曲		
8-413-03	AA152/12	有鉤直		
8-413-04	AA153/12	有鉤曲		

ベビー・モスキート止血鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)

AA132/10



AA131/10

品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-9463-01	AA132/10	有鉤直	100	¥4,900
7-9463-02	AA130/10	無鉤直		
7-9463-03	AA133/10	有鉤曲		¥5,200
7-9463-04	AA131/10	無鉤曲		

ケリー鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)

AA170/14



AA173/16

品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-9460-01	AA170/14	無鉤直	140	¥4,800
7-9460-02	AA171/14	無鉤曲		
7-9460-03	AA172/16	無鉤直	160	
7-9460-04	AA173/16	無鉤曲		

ミクスター剥離・結紮鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)



品番	型番	全長 (mm)	定価
7-9462-01	AA353/22	220	¥14,000

ベビー・ミクスター剥離・結紮鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)

AA349/02



AA348/18

品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-9461-01	AA349/02	強彎	140	¥7,000
7-9461-02	AA349/01	弱彎		¥8,800
7-9461-03	AA348/18	曲	180	¥10,000

オーバーホルト剥離・結紮鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)

AA221/03



AA221/07

品番	型番	全長 (mm)	定価
7-9466-01	AA221/03	210	¥11,000
7-9466-02	AA221/07		

ベビー・アドソン剥離・結紮鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)



品番	型番	仕様	全長 (mm)	定価
7-9466-01	AA235/14	曲	140	¥10,000
7-9466-02	AA237/18		180	¥12,000

オーバーホルト S 字型剥離・結紮鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)



品番	型番	全長 (mm)	定価
7-9459-01	AA229/01	185	¥14,000
7-9459-02	AA229/02	205	¥15,000

耳用鉗子

■ 材質：ステンレス (DIN1.4021, AISI420A)



品番	型番	シャフト部長 (mm)	定価
7-9457-01	KM226/08	85	¥12,000
7-9457-02	KM226/14	140	

※ 仕様及び価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。
 ※ 商品写真は印刷の都合上、実際の色や形状と多少異なることがあります。

一般医療機器
 販売名 / 医療機器届出番号
 ・持針器 / 27B2X00303000015
 ・チューブ鉗子 / 27B2X00303000016
 ・止血鉗子 / 27B2X00303000034
 ・はさみ / 27B2X00303000017
 ・眼科剪刀 / 27B2X00303000018
 ・ピンセット / 27B2X00303000035
 ・ヘルグマンギプス剪刃 / 27B2X00303000050
 ・リストン骨剪刃 / 27B2X00303000051
 ・耳用鉗子 / 27B2X00303000052
 ・タオル鉗子 / 27B2X00303000053
 ・別離結紮鉗子 / 27B2X00303000054

製造販売業者

AS ONE **アズワン株式会社**

navis

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

<https://axel.as-1.co.jp>