

吸引器 3WAY

バッテリー内蔵型 3電源吸引器

医療機器認証番号：302AGBZX00058000
医療機器分類：管理医療機器（クラスⅡ）



『コンパクト』で『ハイパワー』人気の3WAYがバージョンアップ

3WAYの使いやすさを継承し、吸引力がパワーアップ

1 充実の3電源対応

家庭用AC電源、充電式内蔵バッテリー、車のシガーソケットの3電源方式を採用場所を選ばずご使用できます
※シガーソケットライターは別売です

4 抜群のスタミナ性能

バッテリーの作動時間
通常モード約90分、エコモード約120分
※作動時間は無負荷時の場合となります

2 便利なコードリール式


電源コードは本体に収納できる使いやすいコードリール式で手間いらず
充電はコンセントに差し込むだけの簡単操作

5 コンパクト・軽量設計

ポータブル吸引器としての携帯性を考えたコンパクト・軽量モデル
本体重量2.8kgで持ち運びも楽々

3 吸引力がパワーアップ

排気流量が従来比 **約56%アップ**
* 3WAY-750S-2 (16L/min) ⇒ 3WAY (25L/min)



商品コード	1310470
販売名	吸引器 3WAY
最大吸引圧	-80kPa ± 10%
排気流量	25L/min ± 15%
吸引瓶容量	750mL (ポリカーボネイト製)
電源	AC100V 50/60Hz DC12V 自動車専用バッテリー 充電式内蔵バッテリー(12V 1500mAh)
消費電力	40VA
寸法	W329 × D122 × H235mm
質量	2.8kg

株式会社ブルークロス・エマージェンシー

〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-5
TEL 03-3815-2220/FAX 03-3815-2229

製品のご用命は

吸引器
BM
AC電源専用

医療機器認証番号：306AGBZX00037000
医療機器分類：管理医療機器（クラスⅡ）



クラス最軽量 & ハイパワー吸引器 BM が新登場

1 クラス最軽量モデル

卓上型吸引器のスタンダードモデル
本体重量**2.3kg**のクラス最軽量の軽さ

2 高い吸引性能

排気流量 **25L/min** で立ち上がり早く、吸引処置がスピーディに行えます

エマジン小型吸引器
BM-500S-2
AC電源専用

医療機器認証番号：230AGBZX00048000
医療機器分類：管理医療機器（クラスⅡ）



BM-500S-2は鼻水吸引から喀痰吸引まで

1 コンパクトボディ

吸引ボトル500mLのコンパクト設計
設置スペースにも困りません

3 吸引力がパワーアップ

排気流量が従来比 **約25%アップ**
* BM-500S (16L/min) ⇒ BM-500S-2 (20L/min)

2 コストパフォーマンス

安心価格で経済的負担を軽減します
吸引器のエントリーモデルとして最適です



商品コード	1310460	1310450
販売名	吸引器 BM	エマジン小型吸引器 おもいやり BM-500S-2
最大吸引圧	-80kPa±10%	-80kPa±10%
排気流量	25L/min±15%	20L/min±15%
吸引瓶容量	750mL（ポリカーボネイト製）	500mL（ポリカーボネイト製）
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	40VA	30VA
寸法	W329×D122×H235 mm	W325×D106×H212 mm
質量	2.3kg	1.7kg