

やわらかな肌触り Surgical Mask

サージカルマスク

日本製

やわらかな肌触り サージカルマスクは日本製の高品質で清潔安全なマスク。

素材にもこだわり、口元側には肌触りの良いナイロン製の不織布を使用。

肌への不快感が少なく、心地良い装着感があります。

耳ひもには長時間使用しても痛くなりにくい

ラテックスフリーのスパンドекス製高伸度素材を採用しています。

不織布三層構造でウイルス飛沫、微小粒子をカットします。



MM1001 パッケージイメージ



※イメージ図

やわらかな肌触りサージカルマスク MM1001

- 入数: 50 枚入 ●サイズ: 175 x 90 mm
- 原材料: 本体 (外側)・フィルター: ポリプロピレン
本体 (内側): ナイロン、耳ひも: ポリウレタン
ノーズフィット: ポリエチレン
JAN コード (W) 4901126200182

やわらかな肌触りサージカルマスク 個包装 MM2001

- 入数: 50 枚入 ●サイズ: 175 x 90 mm
- 原材料: 本体 (外側)・フィルター: ポリプロピレン
本体 (内側): ナイロン、耳ひも: ポリウレタン
ノーズフィット: ポリエチレン、包装材: ポリプロピレン
JAN コード (W) 4901126200199

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスク クラス II 規格適合番号 M22110006						
適合番号発行元: JHPiA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98% (区分1)	○	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

試験機関: (一財)カケンテストセンター

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

Surgical Mask

心地良い装着感
不織布三層構造マスク

ズレにくい形状



オメガブリーツ形状

顔にしっかりフィットして
ズレにくい構造ノーズフィットとサイドのカーブ加工形状により、
口元の空間をキープしつつ長時間装着した後もフィット感は持続。

痛くなりにくい耳ひも



天然ゴム不使用

痛くなりにくい
高伸度で戻りの少ない耳ひもプレミアムストレッチ繊維採用、しなやかな伸びで着脱が楽。
耳への負担が大幅に軽減。

商品名：やわらかな肌触りサージカルマスク（袋なし / 個包装）

●原材料：本体(外側)・フィルター：ポリプロピレン、本体(内側)：ナイロン、耳ひも：ポリウレタン、ノーズフィット：ポリエチレン

品番	カラー	サイズ	入数	販売単位	メーカー希望小売価格(税別)	JAN CODE
MM1001(W)	(W) ホワイト	(袋なし) 175×90 mm	1箱 50枚入	1箱	オープン価格	 4 901126 200182
MM2001(W)	(W) ホワイト	(個包装) 175×90 mm	1箱 50枚入	1箱	オープン価格	 4 901126 200199

※ケース単位(メーカー出荷単位)：40箱

※メーカー希望小売価格は、弊社営業担当までご確認ください。

岩崎工業株式会社
IWASAKI INDUSTRY INC.製造販売業者：岩崎工業株式会社 三重プラント
〒515-0053 三重県松阪市広陽町10
TEL 0598-29-6797 FAX 0598-29-1911

以下の認定取得工場

- ・ISO 9001、ISO 13485
- ・医療機器製造業登録番号 24BZ200037
- ・第二種医療機器製造販売業許可番号 24B2X10011

日本製

MADE IN JAPAN 2022-07

取扱店