

ロータリコネクタ RC-60

ルンマイ鼻カニューレ 付属品

特徴

臨床現場の声に合わせて設計した製品です。

チューブを繋いで、コネクタ自身の回転で送気を持続まま状態でねじれが解消できる。

酸素療法の現場で大活躍です。



使用例

包装：10個入/袋

使用上の注意

- ☆ 本品は感染防止のため、一患者専用です。再使用禁止です。
 - ☆ 十分に差し込めない、または接続が緩いチューブ等の使用はしないでください。
 - ☆ 使用中は、本品の傷・割れ・変形等のないことを点検してください。
- また、接続部の酸素の漏れに注意してください。
- ☆ 本品は、滅菌されていません。

製造販売業者： 株式会社 ティエムトレーディング

埼玉県朝霞市根岸台 7-31-32 電話：048-468-2560 FAX：048-437-9946

メール：info@t-m-trading.com （小林宛）

ご意見、ご希望等ございましたら、上記アドレスにメールを頂けると幸いです。