

保証書は確実に発行しましょう。

平成28年 4月発行 No.13

ポータブルトイレ<座楽>SP型

●品番

VALSPTSPBE


VALSPTSPS

VALAPTSP


VALSPTSPR

VALSPTSPMB


背もたれ型SP
VALSPTSPBE




背もたれ型SP
ソフト便座・便フタタイプ
VALSPTSPS




背もたれ型SP
あたたかタイプ
VALAPTSP



背もたれ型SP
蓄光タイプ
VALSPTSPR



背もたれ型SP
小口径便座タイプ
VALSPTSPMB



定 格

発売年月

技術サービス区分

平成18年10月

製品名	背もたれ型SP	背もたれ型SP 蓄光タイプ	背もたれ型SP ソフト便座・ 便フタタイプ	背もたれ型SP 小口径便座 タイプ	背もたれ型SP あたたかタイプ		
製品品番	VALSPTSPBE	VALSPTSPR	VALSPTSPS	VALSPTSPMB	VALAPTSP		
サイズ	製品寸法	幅62.3cm×奥行59.7cm×高さ76~85cm(便座までの高さ35~44cm)					
	便座 サイズ	外寸	幅35.5×奥行39.5cm				
		開口	幅20×奥行28.8cm	幅19×奥行28.7cm	幅18.5×奥行29.5cm	幅20×奥行28.8cm	
	座面高さ	35・36・37・38・39・40・41・42・43・44cm(1cmピッチ10段階)					
ひじ掛け高さ	座面からの高さ 18.7・21・23.3cm(2.3cmピッチ3段階)						
材質	本体	ポリプロピレン					
	便座・便フタ	ポリプロピレン	ウレタンフォーム・ 合成皮革	ポリプロピレン	ポリプロピレン (便座・ABS樹脂)		
	ひじ掛け	ポリプロピレン(カバーはEVA樹脂)					
	トイレポットフタ	ポリプロピレン					
	ビンジ・ホルト・ナット ひも・ホック・総線	ポリプロピレン					
背もたれ	ABS樹脂(カバーはEVA樹脂)						
スイッチボックス					ABS樹脂		
製品重量	8.8Kg		9.8Kg	8.8Kg	9.2Kg		
付属品	消臭液(1本)・便座カバー(2枚)				消臭液(1本)		

※サービスガイドの記載内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

