

介護

介護

- 1 介護ロボット
- 2 食事
- 3 口腔ケア
- 4 日用・生活用品
- 5 排泄
- 6 清拭・入浴
- 7 衣類
- 8 ベッド関連
- 9 歩行・移動補助
- 10 オフィス用品
- 11 防災・救急
- 12 レクリエーションイベント
- 13 リハビリ・トレーニング

14 施設用 備品

看護

- 15 感染リスク マネジメント
- 16 衛生・消毒消耗品
- 17 看護・医療備品

中分類

- 居室
- 共同生活室
- 清拭・オムツ交換
- 18 雑床・徘徊・呼出
- 教育・体験
- 施設用備品・その他
- 診療室・医務室

小分類

- センサー (雑床・徘徊・呼出)

選定表

ナースコール形状コード表

分配コンセント



品番	7-4954-01
型式	BB-301 WZ-2P/AV6P-NC
価格(税別)	¥16,000
照会No.	900

オプション入力コード



品番	62-9868-60
型式	NLR-CA-OPA
価格(税別)	¥8,500
照会No.	900

注1 ※ケアコム社製[Well]シリーズの場合は、他に「オプション入力コード」が必要で、別途お問い合わせください。

注2 ※アイホン社製[VH-nurse]シリーズの場合は、他に「オプション入力コード」が必要で、別途お問い合わせください。

参照図に該当するナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。

※ 導入後ナースコールシステムが変更になる場合は中継ボックスとともに接続アダプタが必要になる事があります。
 ※ 参照図にお使いのナースコールスイッチの明記がない場合は、別途お問い合わせ下さい。
 ※ ナースコールが平和テクノシステム[Yuiコール]の場合、別注対応や指定メーカー品でない接続不可場合があります。

品番	-61	-62	-63	-64	-68	-69	-77	-78	-79
ナースコールメーカー名	ケアコム (株)								
プラグ番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	注1) ⑨
プラグ名称	標準2P	トールコン2P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム5P	ケアコム6PF	ケアコム6PW
テクノスジャパン	STD2	T2	STD3	6P	C4	C4Z	C5	C6F	C6W
竹中エンジニアリング	BC-S	-	-	-	BC-4R5	BC-4Z	-	-	-
ハカルプラス	CI-BCS2	CI-BCT2	-	-	CI-BC4	CI-BC4Z	-	-	CI-BC6W
パイオシルバー	JC-10	JC-20	JC-11	JC-16	JC-12-A	JC-12-D	-	-	-
トクソー技研	A	B	C	-	E	F	-	-	J
メディカルプロジェクト	A2-1	-	A3-1	-	A4-1C	A4-1Z	-	A6-1Z	CA-2
ソケットの形状									
ナースコールスイッチの形状									
ナースコール子機型番 (1例)	RB-822 RB-822C		RB-823 RB-823C		BA-511 BA-501	BA-511Z BA-501Z	RB-830Z	BA-502Z BA-501Z	RB-826WZ BA-601WZ BA-602WZ

品番	-62	-70
ハカルプラス品番	※3 -86	-
ナースコールメーカー名	パナソニック	
プラグ番号	②	⑩
プラグ名称	トールコン2P	パナソニック2P
テクノスジャパン	T2	T2C
竹中エンジニアリング	-	-
ハカルプラス	※3 CI-BPT2	-
パイオシルバー	JC-20	JC-21
トクソー技研	K	L
メディカルプロジェクト	-	-
ソケットの形状		
ナースコールスイッチの形状		
ナースコール子機型番 (1例)	BVH-C804M	HR-560C VH-560C

品番	-81	-82
ナースコールメーカー名	ナカヨ	NTT
プラグ番号	⑩	⑪
プラグ名称	ナカヨSP	アンションSP
テクノスジャパン	NSP	ASP
竹中エンジニアリング	BC-S (M)	-
ハカルプラス	-	-
パイオシルバー	-	-
トクソー技研	-	-
メディカルプロジェクト	-	A2-1H
ソケットの形状		
ナースコールスイッチの形状		
ナースコール子機型番 (1例)		

品番	-61	-62	-63	-64	-65
ナースコールメーカー名	アイホン (株)				
プラグ番号	①	②	③	④	⑤
プラグ名称	標準2P	トールコン2P	標準3P	6mmプラグ	アイホン2P
テクノスジャパン	STD2	T2	STD3	6P	A2
竹中エンジニアリング	BC-S	-	-	-	BC-S (P2)
ハカルプラス	※1 CI-BA52	※2 CI-BAT2	-	-	CI-BA2
パイオシルバー	JC-10	JC-20	JC-11	JC-16	JC-15
トクソー技研	M	N	O	-	Q
メディカルプロジェクト	A2-1	-	A3-1	-	B2-3A
ソケットの形状					
ナースコールスイッチの形状					
ナースコール子機型番 (1例)	NBR-8A/A NBR-8A-C		NBR-8A/A NBR-8A-C		UAR-8 LUBR-8

品番	-58	-59	-60	-67	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-80
ナースコールメーカー名	アイホン (株)										
プラグ番号	⑥-B	⑥-C	⑥-E	⑦	⑪	⑫	⑬	⑬	⑬	⑬	注2) ⑬
プラグ名称	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	アイホン3P (Aタイプ)	アイホン3P (Bタイプ)	アイホン3P (Bタイプ)	アイホン3P (Bタイプ)	アイホン6V
テクノスジャパン	A4-NB	A4-NC	A4-NE	A5	A5NF	A6NF	A3/A	A3/B	A3NF/A	A3NF/B	A6V
竹中エンジニアリング	-	-	-	-	BC-S (N5)	BC-S (N6)	-	-	-	BC-S (N3)	-
ハカルプラス	-	CI-BA4C	CI-BA4E	CI-BA5	CI-BA5NF	CI-BA6NF	-	-	-	-	-
パイオシルバー	JC-13-NBX	JC-13-NCX	JC-13-NEX	JC-14	JC-17	JC-19	-	-	JC-18 (A)	JC-18 (B)	-
トクソー技研	R	S	T	U	V	W	-	-	-	Y	-
メディカルプロジェクト	-	A4-1NC	A4-1NE	-	B5-1NFX	B5-1NFX	-	-	A3-2NFX	A3-2NFX	CB3
ソケットの形状											
ナースコールスイッチの形状											
ナースコール子機型番 (1例)	NB-RC/A	NC-RC	NE-RC	UA-SB8 UB-SB8		NF-SBA NF-SB					NLSB NLR-8 NLR-8-TT

※①～③: ハカルプラスの雑床センサーは①～③の品番でご確認ください

注1 ※AとBの2種類がありますので、確認が必要です。
 下記の方法でご確認ください。
 A: 廊下灯で復帰
 B: スターション・廊下灯で復帰