


商品補足資料(各指部長さ)*

※ 本資料は商品の平均値(製造元)を基に作成しております。
 商品特性上、多少のばらつきもあるため以下の表に記された
数値を保証するものではありません。
 商品検討時の目安としてご確認ください。



	(mm)			
品番	7-8025-01	7-8025-02	7-8025-03	7-8025-04
サイズ	L	M	S	SS
【A】	約60	約56	約55	約54
【B】	約75	約74	約67	約57
【C】	約84	約80	約75	約72
【D】	約80	約78	約76	約64
【E】	約65	約58	約56	約47
【F】	約107	約98	約86	約76