

# IMG 駆血帯 TPE バンドタイプ 6688

- ラテックスフリーで安心の駆血帯です。
- カラフルな5色入りと単色タイプをご用意しました。
- 1本ずつ束ねてあるので取り出しやすく便利です。



表面は凹凸加工のため肌にやさしい。



クリアケースなので残量が一目でわかります。



ご希望にお答えして、単色タイプもご用意しました。

- サイズ: 約450mm x 25mm ●材質: TPE
- 耐熱温度: 60°C ●入数: 40本

コードNo.	カラー	入数	価格(税抜)
86-6688HS-05	5色入り	40本	-----
86-6688HS-053	ソーダ		
86-6688HS-054	パイナップル		
86-6688HS-055	グリーンアップル		
<del>86-6688HS-056</del>	<del>ストロベリー</del>		
86-6688HS-057	マンゴー		



IMG 駆血帯 TPE バンドタイプ  
K15