

おむつ交換練習モデル

# ウォータートルソー

中身を水にする事で「人の身体」に近いリアル感を再現!

使用例(青色水)



男性モデル



男性モデル

女性モデル

付属品



ハンディポンプ



ポリロート150

詳しくはこちらへ!




動画をチェック



HPをチェック

特長

- 中身は水、空気のどちらでも対応可能です。
- 持ち運びも簡易です。(使用後に水・空気は抜いて下さい)
- 内側からおむつとパッドの当たり具合が確認できる透明仕様です。
- おへそと肛門部に目印が付いており、おむつ交換の目安になります。



介護施設、  
教育機関等での  
研修として  
活用できます



トレーニング(研修)例

- おむつ交換
- パッド、おむつの当て方
- 陰部洗浄

品番	型番(または商品名)	サイズ(mm)	モデル	価格(税抜)	仕様
7-8461-01	AWT-M	約250×200×500	男性モデル	¥13,800	● 材質:PVC(塩化ビニル樹脂) ● 注水口×1か所 ● 空気口×1か所 ● 付属品:水入れ用ロート×1個 ハンディポンプ ×1個
7-8461-02	AWT-F	約250×200×500	女性モデル	¥11,800	
7-8460-11	ハンディポンプ CS-2400-1	φ48×245 ~ 340	—	¥600	
3-6465-02	ポリロート 150	φ150×100	—	¥420	

**アズワン株式会社**

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875**

代理店様用 **0120-776-967**

(価格・納期は営業まで)

電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30  
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

お問い合わせ



■ご用命は信頼ある代理店へ