

STRONG, FLEXIBLE, DURABLE

derma+flex®

TOPICAL SKIN ADHESIVE
High Viscosity Medical Cyanoacrylate



BENEFITS FOR MEDICAL STAFF

- + 微生物に対するバリア形成
- + 簡単操作
- + 4-0縫合糸同等強度※
- + 柔軟性
- + 60秒接着



BENEFITS FOR THE HOSPITAL

- + 素早い閉創
- + 救急・オペ室両用
- + ガラス不使用
- + 室温保存可
(30℃以下)



BENEFITS FOR THE PATIENT

- + ウォータープルーフ、
術後の早期シャワー対応
- + 痛くない
- + 抜糸、抜去不要
- + 温度上昇が少ない
- + 術後の目立ちにくさ

一般医療機器
一般的名称：皮膚用接着剤
販売名：ダーマフレックスA
医療機器届出番号：27B2X00303000037



品番	型番	入数	価格(税抜)
7-9165-01	LB60410	1箱 (10本)	¥21,000



- ◆縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。
- ◆1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。
- ◆適用箇所温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。
- ◆高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。
- ◆4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。※
- ◆0.7ml の容量のため、広い範囲に塗布できます。
- ◆一層塗りで閉創可能です。
- ◆閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。
- ◆ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。


※製造元による検証

【仕様】

- 接着までの所要時間：約 60 秒
- 主成分：2- オクチルシアノアクリレート、n- ブチルシアノアクリレート
- 1本あたりの容量 (ml)：0.7 ml
- 用途：救急、手術室
- EOG 滅菌（個包装）



【使用方法】



※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
 ※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。



製造販売業者

AS ONE アズワン株式会社
navis*

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

<https://axel.as-1.co.jp>

