



DRAWING NO.

NO.	DRAWING NO.	PARTS NAME	QTY.	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	FINISH	NOTE
	034265310	折りたたみ式 簡易隔離ブース				kg		




＜セーフティクリーンパーティションの接続方法＞
セーフティクリーンパーティションとカーテンの開口部を合わせて
カーテンに内蔵したラバーマグネットで密着させます。



仕様	
形式	OKKB-1N
処理風量	約3.9~10.3m ³ /min
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
フィルタ	プレフィルタ：サランネット
	メインフィルタ：HEPAフィルタ
構造	フレーム：アルミ
	周 囲：帯電防止透明ビニールカーテン
	セーフティクリーンパーティション
	：鋼板製焼付塗装仕上 NSCP-03KH 1台 塗装色：ホワイト N-90 半ツヤ
操作	電源スイッチ（入ー切）
	風量切替スイッチ（強ー弱）
	急速運転スイッチ
電源	AC100V・1φ・50/60Hz
消費電力	約30~100W
質量	約61kg
台数	1台

No	名 称
1	フレーム
2	ピニールカーテン
3	セーフティクリーンパーティション
4	吹出面 (パンチング板)
5	吸込面 (パンチング板)



					APPROVED	CHECKED	DESIGNER	DRAWER	SCALE	TOLERANCE	FINISH	TITLE		
					  			石井				折りたたみ式 簡易隔離ブース		
												DATE	MODEL	SHEET
												2021/05/18	OKKB-1N	1/1
	2021/05/18	新規図面 (初版)		石井	アズワン株式会社						CODE NO.	DRAWING NO.	REVISION	
REV.	DATE	NOTE / ECN NO.	ENGINEER	APPROVED								034265310	1	