


※各測定値はあくまでも参考値としてご認識下さい。

7-9441-01~14 アトラウマピンセット



先端幅(閉じた時の幅)



1.5mm



2.0mm



2.8mm



3.5mm

把持部幅:

把持部先端の幅です

品番	型番	把持部幅	作業部長	先端幅
7-9441-01	AB 860/16	1.5mm	約22mm	約1mm
7-9441-02	AB 862/16	2.0mm	約22mm	約1mm
7-9441-03	AB 864/16	2.8mm	約22mm	約2mm
7-9441-04	AB 860/20	1.5mm	約27mm	約1mm
7-9441-05	AB 862/20	2.0mm	約27mm	約1.5mm
7-9441-06	AB 864/20	2.8mm	約25mm	約2mm
7-9441-07	AB 866/20	3.5mm	約25mm	約3mm
7-9441-08	AB 860/24	1.5mm	約25mm	約1mm
7-9441-09	AB 862/24	2.0mm	約27mm	約1.5mm
7-9441-10	AB 864/24	2.8mm	約27mm	約2mm
7-9441-11	AB 866/24	3.5mm	約27mm	約3mm
7-9441-12	AB 862/30	2.0mm	約30mm	約1.5mm
7-9441-13	AB 864/30	2.8mm	約30mm	約2mm
7-9441-14	AB 866/30	3.5mm	約30mm	約3mm