


立ち上がると
音でお知らせします♪

navis*

車椅子用離床センサー



本体背面のクリップで、
車椅子の背面やポケット
部分に簡単取り付け！




使用例

- 車椅子からの転倒防止に役立ちます。
- 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。
- 電池残量が少なくなったときはローバッテリーランプでお知らせします。

〈仕様〉

- ◆音量調節：3段階／High・Low・サイレント（ランプのみ点灯）
- ◆トーン切替：3段階 ◆ディレイ設定：3段階／0秒・2秒・4秒
- ◆材質：アラーム本体／ABS樹脂、アラームカバー／PVC（塩化ビニル樹脂）、センサーパッド／PVC（塩化ビニル樹脂）
- ◆サイズ：アラーム本体（カバー装着時）／80×125×36mm（クリップ部含まず）
- ◆コード長：1m ◆電源：9V乾電池×1個（別売）

AXEL 品番 
で検索できます。



品番	型番	仕様	入数	価格
7-951-01	SP-CHAIR	アラーム+パッドセット	1セット	¥14,500
7-951-11	PAD1510	交換用パッド	1個	¥ 3,000

アズワン株式会社

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> 

(24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前9:00～午後5:30受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

■ご用命は信頼ある代理店へ

navis*

[2110PASPB]

◎価格・納期について変動する場合がございます。最新情報はAXELでご確認ください。
◎詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。