

えらべる **7色!** さまざまな機能を搭載!

# カラフル電動診察台

高さを2点記憶できる  
メモリ機能付き!

## スタンダード

A / B



-01  
スカイブルー

サイドガード  
左右両方取付可能!  
消毒可能! (A)(B)(C)(D)共通  
アルコール・次亜塩素酸

体位変換をサポート  
する背上げ機能付き!

## 背上げ付

C / D



無線フットスイッチ  
無線フットスイッチ使用品は  
コードが邪魔にならず便利です。

高さを2点記憶できる  
メモリ機能付きです。

フットスイッチ  
高さを2点記憶できる  
メモリ機能付きです。

便利な昇降と背上げ機能付き (C)(D)

上下昇降は垂直に昇降します。0~70°(メモリ付は80°)まで  
調整できる背上げ機能。



カラフル電動診察台(スタンダード) ※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

	品番	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)
Aスタンダード	7-9925-※	600×1800×460~780	¥245,000
	7-9926-※	600×1900×460~780	¥245,000
	7-9927-※	650×1800×460~780	¥245,000
	7-9928-※	650×1900×460~780	¥245,000
	7-9930-※	700×1800×460~780	¥245,000
	7-9931-※	700×1900×460~780	¥245,000
◎選別 ¥6,000	7-9929-01	サイドガード	¥10,000
Bスタンダード (メモリ付)	7-9932-※	600×1800×450~780	¥295,000
	7-9933-※	600×1900×450~780	¥295,000
	7-9934-※	650×1800×450~780	¥295,000
	7-9935-※	650×1900×450~780	¥295,000
	7-9936-※	700×1800×450~780	¥295,000
	7-9937-※	700×1900×450~780	¥295,000
◎選別 ¥6,000	7-9929-01	サイドガード	¥10,000

【仕様】  
材 質: マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー  
(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール  
重 荷 量: A約65kg、B約77kg、C約66kg、D約78kg  
重: 250kg  
電 源: A・C AC100~240V 50/60Hz、B・D AC100V 50/60Hz  
垂 直 昇 降 速 度: A・C上昇/約29秒、下降/約25秒 B・D上昇/約22秒、下降/約16秒  
背上げ可動角度(C・Dのみ): C 0~70°、D 0~80°

カラフル電動診察台(背上げ付) ※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

	品番	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)
◎背上げ付	7-9938-※	600×1800×490~810	¥325,000
	7-9939-※	600×1900×490~810	¥325,000
	7-9940-※	650×1800×490~810	¥325,000
	7-9941-※	650×1900×490~810	¥325,000
	7-9942-※	700×1800×490~810	¥325,000
	7-9943-※	700×1900×490~810	¥325,000
◎選別 ¥6,000	7-9929-01	サイドガード	¥10,000
◎メモリ/ 背上げ付	7-9944-※	600×1800×490~820	¥430,000
	7-9945-※	600×1900×490~820	¥430,000
	7-9946-※	650×1800×490~820	¥430,000
	7-9947-※	650×1900×490~820	¥430,000
	7-9948-※	700×1800×490~820	¥430,000
	7-9949-※	700×1900×490~820	¥430,000
◎選別 ¥6,000	7-9929-01	サイドガード	¥10,000

【カラーコード表】

品番	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
色							
色名	スカイブルー	ライトブルー	ライムグリーン	ライトグリーン	ピンク	クリーム	アイボリー

※ABCD共通

商品の詳しい情報は検索サイト「AXEL」をご覧ください



商品名や品番で  
簡単に検索できます **AXEL**  
<https://axel.as-1.co.jp>

**AS ONE アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

