

柔らかカバーで事故を防ぐ《サイドレール クッションカバー》

ベッドサイドレールに手足や頭がぶつかっても
痛くないクッション入りで安心！
主要ベッドメーカーのサイズに対応※

●ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ
緩衝材入りカバー。柵にはさまれて起きる骨折事故や、
窒息事故などを防止します。中にクッション性が持続
する綿（V-Lap）とメッシュ素材の緩衝材が入っており、
ぶつけた時の衝撃を吸収します。表面はポリ塩化ビニル
なので、汚れてもすぐに拭き取ることができます。3
箇所のボタンで簡単に装着ができます。

※ベッドサイドレールの仕様によっては、お使いいただけないものもございます。

クッションカバーの表面生地（ポリ塩化ビニル）について

●耐塩素性：次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いた消毒が可
能です。対応濃度は1.5％で、24時間浸漬しても、色の変化や風
合いの変化が無いことが確認されています。自治体などが推奨
する濃度は吐しゃ物や便などで0.1％、一般消毒では0.02％
となっており、実用レベルに十分な水準を満たしています。消
毒頻度の多い医療現場等でも、安心してお使いいただけます。



●耐アルコール性：生地表面にアルコールを噴霧し拭き取る
試験を500回繰り返しても、ほとんど硬化が見られない「合格
レベル」に達しています。感染症発生時など、一時的な消毒で
あれば対応が可能です。

※硬化を永続的に防ぐ生地ではありません。
経年劣化とともに硬化していきます。



内側に入ったクッションが、腕や足をぶつけた時の衝撃から守ります。



サイドレールクッションカバー（片面）
no.0100 ¥13,200（税別¥12,000）

内 寸：M(40×85cm)、L(40×97cm)
表 地：ポリ塩化ビニル 100％
中 材：《フュージョン》ナイロン74％、ポリエステル26％
《V-Lap》ポリエステル 100％
カラー：グレー、イエロー、ピンク、ブラウン
お手入れ方法：洗濯・脱水・漂白・乾燥機不可

防汚 難燃 耐薬品 特注可



ベッドの内側
表 地
緩衝材（厚さ約2cm）
ベッド柵のフレーム

ボタンで簡単に
装着と取り外しができます。



《内 寸》天地：40cm（M、L共通）× 左右：85cm（M）、97cm（L）

ベッド柵全体を覆うクッションで、上からぶつかっても安心！



サイドレールクッションカバー（両面）
no.0101 ¥18,700（税別¥17,000）

内 寸：M(40×85cm)、L(40×97cm)
表 地：ポリ塩化ビニル 100％
中 材：《フュージョン》ナイロン74％、ポリエステル26％
《V-Lap》ポリエステル 100％
カラー：グレー（イエロー、ピンク、ブラウンは受注生産）
お手入れ方法：洗濯・脱水・漂白・乾燥機不可

防汚 難燃 耐薬品 特注可



ベッドの内側
表 地
緩衝材（厚さ約2cm）
ベッド柵のフレーム

ボタンで簡単に
装着と取り外しができます。



《内 寸》天地：40cm（M、L共通）× 左右：85cm（M）、97cm（L）

L字柵の固定部に取り付けられます。※可動部には取り付けられません。



サイドレールクッションカバー（L字用）
no.0102 ¥14,300（税別¥13,000）

内 寸：44cm×75cm
表 地：ポリ塩化ビニル 100％
中 材：《フュージョン》ナイロン74％、ポリエステル26％
《V-Lap》ポリエステル 100％
カラー：グレー（イエロー、ピンク、ブラウンは受注生産）
お手入れ方法：洗濯・脱水・漂白・乾燥機不可

防汚 難燃 耐薬品 特注可



ベッドの内側
表 地
緩衝材（厚さ約2cm）
ベッド柵のフレーム

内側のボタンを留めて
柵に固定することができます。



《内 寸》天地：44cm × 左右：75cm

上から被せるだけの簡単取り付け。フットボードにも使えます。



ヘッドボードクッションカバー
no.0103 ¥16,500（税別¥15,000）

内 寸：50cm×100cm
表 地：ポリ塩化ビニル 100％
中 材：《フュージョン》ナイロン74％、ポリエステル26％
《V-Lap》ポリエステル 100％
カラー：グレー、ブラウン
お手入れ方法：洗濯・脱水・漂白・乾燥機不可

防汚 難燃 耐薬品 特注可



上から被せるだけなので、
フットボードにもお使い
いただけます。

ベッドの内側
表 地
緩衝材（厚さ約2cm）
ヘッドボード



《内 寸》天地：50cm × 左右：100cm