

# seca 285

## EMR ready デジタル身長計付 体重計(検定付) ㊦

8-3692-01

EMR-integrated

**3年間**  
保証対象製品

**5月より値下げ！**  
**新定価 ¥230,000**



EMR



- EMR ready : 測定値は電子カルテヘダイレクトに送信されます
- ヘッドプレートにはフランクフルト平面を考慮したアイラインポジションナーを採用しています
- 50 g 単位 (150 kg まで、それ以上は100 gで300 kgまで) 測定可能な高精度体重計です
- 身長計は30-200 cmの広範囲にわたり測定可能です
- BMI 数値を自動的に計算し表示します
- ディスプレイには身長、体重、BMI 数値を同時に表示する3ラインのタッチパネルを採用しています。
- キャスター付きです※

## seca 285 :

身長、体重、BMIがワンステップで  
測定可能です

Seca 285を使用すれば身長と体重をワンステップで測定することができます。最大300kgまで測れる大きく安全性に優れた強化ガラス製の計量台はクリーニングも簡単です。また身長測定をより正確にするために計量台にはヒールポジションナー、ヘッドプレートにはフランクフルト平面を考慮したアイラインポジションナーを採用しています。最先端の技術を駆使したタッチパネルディスプレイは身長、体重、BMIを3ラインで同時に表示します。またEMR readyに対応しています。



30 cmから300 kgまで -  
小児科から総合内科まで

体重、身長からBMIまで

seca電子カルテ連携ソリューション：  
仕事の流れを改善する方法

病院内での身体測定における基本的な問題点多用途に使用できるseca 285ならば解決してくれます。最大計量が300kgと大きく、身長測定範囲も30 - 200cmと広範囲のため、小さな子供の測定から肥満患者の測定まで幅広く活用できます。医療現場での使用を最大限考慮しているため、クリーニングが簡単な広く低い滑りどめの付いた強化ガラス製のプラットフォームに高品質で丈夫なアルミニウムを採用した身長計を一体化させました。

体重と身長を測定するとその値は自動的に計算されたBMI値と共に、3ラインで読み取りやすいタッチパネルディスプレイに表示されます。バックライト付きディスプレイはどのような光環境の中でも読み取りやすく、操作性も直感的で抜群です。利用者は一目で体重値、身長値、自動計算されたBMI値を確認することができます。

seca 285は病院の電子カルテシステムにネットワークを介して測定値を統合できます。seca 452を介して測定値は電子カルテへ直接送信され、即座にすべてのユーザー端末で確認可能です。外付けのバーコードスキャナーを取り付けることにより、患者と利用者双方を確認することができ、測定結果は常に正確に登録されます。これにより時間を節約し、プロセスの信頼性を向上し、通信エラーを排除します。(別途費用有償)  
seca電子カルテ連携ソリューションに関するお問い合わせはこちらへ：info@seca.co.jp

## seca 285

## テクニカルデータ

## 体重計

- 最大計量：300 kg
- 表示単位：150kgまで50g、150kg以上100g
- サイズ (W×H×D)：434 × 2,194 × 466 mm
- 計量台サイズ (W×H×D)：430 × 60 × 365 mm
- 重量：16 kg
- 電源：ACアダプター
- 機能：風袋引き機能、プリセット風袋機能、ホールド機能、オートホールド機能、2 in 1機能、クリア機能、オートクリア機能、BMI機能、オートレンジ機能、ダンピング機能、送信機能
- 精度等級：3級
- オプション：無線プリンターセット  
有線プリンターセット

## 身長計

- 測定範囲：30 - 200 cm
- 表示単位：1 mm
- 電源：単三乾電池×4本
- 機能：ホールド機能、自動電源オフ機能

※天井までの高さが2,300mm以上あることをご確認ください。

※頻繁な移動は故障の原因となりますのでご注意ください。



身長計のヘッドプレートには独立したディスプレイが付いています



操作が簡単なデジタルタッチスクリーンディスプレイ



強化ガラス製の計量台に身長計のヒールポジションナーを一体化させることでより正確な測定を可能にします

システム連携：すべての電子カルテシステム(EMR)そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動には別途費用が必要となります。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

seca 株式会社

〒262-0011

千葉県千葉市花見川区三角町94-2

T 043-216-0850 (代表)

F 043-216-0851

E info@seca.co.jp

 **アズワン株式会社**

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

**ユーザー様用 0120-700-875**

**代理店様用 0120-722-875** (価格・納期は営業まで)

電話受付時間

午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

問合せ専用URL  
(24時間対応)

