

アズノール個包装滅菌シャーレ 電子線滅菌

個包装滅菌されたシャーレのため、
必要な枚数のみ使用可能です。



品番	型番	径×高さ(mm)	入数	価格(税抜)
8-397-01	IGD-90-15	φ90×15	1箱 (1枚/袋×250袋入)	¥7,000
8-397-02	IGD-90-20	φ90×20		¥7,600

仕様

- 材質：PS（ポリスチレン）
- 滑り止めリブ付き
- 底面 4 分割ポイント付き (IGD-90-15 のみ)
- 有効期限：製造日から 3 年

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



販売元

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【2309PASPB】