

Recommendation from navis
ECG electrodes

ECG電極



一般医療機器

一般の名称: 単回使用心電用電極

販売名: ECG電極 / ECG電極 X線透過タイプ / ECG電極 小児用

医療機器届出番号: 27B2X00303000022 / 27B2X00303000023 / 27B2X00303000024

navis*

| 品番 | 型番 | サイズ (mm) | 入数 | 対象患者 | 価格(税抜) |
|------------------|-------------|----------|--------------|------|---------------|
| 8-4706-21 | MSGLT-04 | 50×35 | 1袋 (50個入) | 大人 | ¥1,900 |
| 8-4706-22 | MSGLT-08G | 45×42 | | 大人 | ¥1,900 |
| 8-4706-23 | MSGST-37 | 35×30 | | 小児 | ¥1,900 |
| 8-4706-24 | MSGLT-08GRT | 45×42 | | 大人 | ¥2,000 |



MSGLT-04



MSGLT-08G



MSGST-37



MSGLT-08GRT

- ◆ 水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。
- ◆ 中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
- ◆ 粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
- ◆ 保存に便利なジッパー袋入りです。
- ◆ MSGLT-08GRT は X 線透過・MRI 対応タイプです。

【仕様】

- 材質：パッド／ウレタンフォーム、粘着部／ソリッドゲル、電極素子／Ag（銀）・AgCl（塩化銀）・カーボン（MSGLT-08GRTのみ）
- 電気的特性：ANSI/AAMI EC12：2000 に適合する

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
 ※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

製造販売業者

アズワン株式会社
 AS ONE
 navis*

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

<https://axel.as-1.co.jp>

