

ナビス身長計 ナビス伸縮式身長計



伸縮式の支柱で、
移動・車内積載に便利です。

(収納時)

【特長】

- ・ 左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。
- ・ 台座脚部には非移行性のシリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。



(目盛)

ナビス身長計

品番	型番	測定範囲	価格(税抜)
8-468-01	NVP	60~200cm	¥ 31,000

【仕様】

- ・ 最小目盛：1mm
- ・ 材質：主柱 / アルミ軽合金
台座 / スチール
カーソル / ABS 樹脂
- ・ サイズ：320×370×2110mm
- ・ 重量：約 5.8kg
- ・ 付属品：六角レンチ
- ・ 組み立て式

ナビス伸縮式身長計

品番	型番	測定範囲	価格(税抜)
8-476-01	NVD	100~200cm	¥ 45,000

【仕様】

- ・ 最小目盛：1mm
- ・ 材質：主柱 / ステンレス + アルミ二段伸縮
台座 / スチール
カーソル / ABS 樹脂
- ・ サイズ：320×370×1270 ~ 2200mm
- ・ 重量：約 6.1kg
- ・ 付属品：六角レンチ
- ・ 組み立て式



AXEL 品番

で検索できます。

価格、納期は変動する場合がございます。
最新情報は AXEL でご確認ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~午後 5:30 受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

 **アズワン株式会社**

■ ご用命は信頼ある代理店へ



【2310PASPB】