

seca 704s (III)

EMR ready 身長計付デジタルコラムスケール (検定付)

- + 正確な身長測定に重要な踵の位置の決定をサポートするヒールポジションナー
- + 使用者が見やすいディスプレイ
- + 安定性に優れた鋳鉄製の土台
- + 高い耐久性を実現する衝撃や傷に強いコーティング剤を使用

最大計量：	300 kg
表示単位：	150 kg まで 50 g、150 kg 以上 100 g
使用範囲：	1 - 300 kg
身長測定範囲：	7 - 230 cm
最小目盛：	1 mm
サイズ (W×H×D)：	360 × 1,408 × 520 mm
計量台サイズ (W×H×D)：	335 × 80 × 345 mm
重量：	17.6 kg
電源：	単三乾電池 × 6 本、ACアダプター (別売)
機能：	風袋引き機能、プリセット風袋機能、2 in 1機能、BMI機能、ホールド機能、オートホールド機能、ダンピング機能、自動電源オフ機能
別売オプション：	ACアダプター seca 401 インターフェースボックス seca 452 バンド seca 459



EMR) システム連携：すべての電子カルテシステム (EMR) としてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動には別途費用が必要となります。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

※PCに測定値を送信する場合は設定が必要です。

seca 799s (III)

身長計付デジタルコラムスケール (検定付)

- + 単三乾電池6本もしくはACアダプター(別売)で使用可能
- + 移動をサポートするキャスター付
- + 省電力で高いコストパフォーマンスを実現
- + 体重計に必要な基本機能が充実

最大計量：	200 kg
表示単位：	100 kg まで 100 g / 200 g 選択可能、100 kg 以上 200 g
使用範囲：	1 - 100 kg (100 g モード時) 2 - 200 kg (200 g モード時)
身長測定範囲：	7 - 230 cm
最小目盛：	1 mm
サイズ (W×H×D)：	294 × 1,400 × 458 mm
重量：	7.9 kg
電源：	単三乾電池 × 6 本、ACアダプター (別売)
機能：	ホールド機能、マルチレンジ機能、2 in 1機能、風袋引き機能、自動電源オフ機能、BMI機能
別売オプション：	ACアダプター seca 401 バンド seca 459



※仕様と価格は2023年9月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

seca 株式会社 T 043 216 0850 (代表)
〒262-0011 F 043 216 0851
千葉県千葉市花見川区三角町94-2 E info@seca.co.jp

Precision for health
seca.com

身長計付体重計、コラムスケールによる測定で業務を簡便化

seca
Precision for health

secaの身長計付体重計やコラムスケールは医療現場に最高の精度、シンプルな操作性、そしてたくさんの可能性を提供しています。病院、クリニックなどで行われる日々の身長測定に必要な専門的機能を兼ね備え、新しいEMR readyでは測定データを簡単にPCに送信することができます。その一方で医療現場で使用する為にデザイン性にも優れていることも非常に重要な要素になっています。

seca 655 uh / seca 655 uhp (III)

EMR ready ハンドレール付超音波式全自動身長計 (検定付)

- + 完成された超音波テクノロジーにより実現した優れた精度と素早い測定
- + 300kgまで測定可能な大きな計量台はお手入れが簡単なseca Bearclaw Glassを採用
- + 正しい測定のプロセスをサポートする音声ガイダンス
- + 測定値を付属のプリンターから出力可能 (seca 655 uhpのみ)

体重計：	
最大計量：	300 kg
表示単位：	150 kg まで 50 g、150 kg 以上 100 g
使用範囲：	1 - 300 kg
サイズ (W×H×D)：	801 × 2,387 × 650 mm ^{※1}
計量台サイズ (W×H×D)：	600 × 70 × 467 mm
重量：	29 kg
電源：	ACアダプター
機能：	測定者と患者の名前もしくはID表示、2 in 1機能、風袋引き機能、プリセット風袋機能、BMI機能、ホールド機能、オートホールド機能、クリア機能、オートクリア機能、オートレンジ機能、ダンピング機能、リセット機能、送信機能
別売オプション：	バーコードスキャナーホルダー seca 463 RS232 インターフェースボックス seca 480 アニマルステッカー seca 487

身長計：	
測定範囲：	100 - 220 cm
最小目盛：	1 mm
機能：	自動較正

※1 天井までの高さが2,500 mm 以上あることをご確認ください。

EMR) システム連携：すべての電子カルテシステム (EMR) としてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動には別途費用が必要となります。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

※PCに測定値を送信する場合は設定が必要です。



人間工学に基づいて設計された手すり付のため、誰でも安心して測定可能

seca 655u / seca 655up

EMR ready 超音波式全自動身長計 (検定付)



EMR

3年間
保証対象製品

- + 完成された超音波テクノロジーにより実現した優れた精度と素早い測定
- + 300 kgまで測定可能な大きな計量台はお手入れが簡単なseca Bearclaw Glassを採用
- + 正しい測定のプロセスをサポートする音声ガイダンス
- + 測定値を付属のプリンターから出力可能 (seca 655upのみ)

体重計：	
最大計量：	300 kg
表示単位：	150 kg まで 50 g、150 kg 以上 100 g
使用範囲：	1 - 300 kg
サイズ (W×H×D)：	600 × 2,387 × 614 mm ^{*1}
計量台サイズ (W×H×D)：	600 × 70 × 467 mm
重量：	22 kg
電源：	ACアダプター
機能：	測定者と患者の名前もしくはID表示、2 in 1機能、風袋引き機能、プリセット風袋機能、BMI機能、ホールド機能、オートホールド機能、クリア機能、オートクリア機能、オートレンジ機能、ダンピング機能、リセット機能、送信機能
別売オプション：	バーコードスキャナーホルダー seca 463 RS232 インターフェースボックス seca 480 アニマルステッカー seca 487

身長計：	
測定範囲：	60 - 220 cm
最小目盛：	1 mm
機能：	自動較正

※1 天井までの高さが 2,500 mm 以上あることをご確認ください。

EMR システム連携：すべての電子カルテシステム (EMR)そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動には別途費用が必要となります。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

※PCに測定値を送信する場合は設定が必要です。

seca 655upはプリンターとディスプレイが一体化しているため、プリンターの置き場所が不要



計量台の足形LEDイルミネーションが正確な身長測定での立ち位置を表示



持ち運びをサポートする丈夫なキャスター付

seca 287r

EMR ready 超音波式全自動身長体重計 (検定付)

if



EMR

3年間
保証対象製品

- + 今までの全自動身長体重計の技術的限界を打ち破った革新的な製品
- + 3 セットの超音波センサーは患者の身長をミリ秒単位で記録し特別にデザインされたデジタル評価算法により超音波式では他に類をみない高精度の測定実現
- + 音声ガイダンスはオン / オフ切り替え可能

体重計：	
最大計量：	300 kg
表示単位：	150 kg まで 50 g、150 kg 以上 100 g
使用範囲：	1 - 300 kg
サイズ (W×H×D)：	434 × 2,270 × 466 mm ^{*1}
計量台サイズ (W×H×D)：	430 × 60 × 365 mm
重量：	16.5 kg
電源：	ACアダプター
機能：	風袋引き機能、2 in 1機能、プリセット風袋機能、ホールド機能、オートホールド機能、BMI機能、クリア機能、オートクリア機能、オートレンジ機能、ダンピング機能、リセット機能、送信機能
別売オプション：	RS232ケーブル seca 451 インターフェースボックス seca 452 アニマルステッカー seca 487

身長計：	
測定範囲：	60 - 210 cm
最小目盛：	1 mm
機能：	自動較正

※1 天井までの高さが 2,300 mm 以上あることをご確認ください。

EMR システム連携：すべての電子カルテシステム (EMR)そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動には別途費用が必要となります。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

※PCに測定値を送信する場合は設定が必要です。

seca 285

EMR ready デジタル身長計付体重計 (検定付)

if

if



EMR

3年間
保証対象製品

- + 最大 300 kg まで測定できる大きく安全性に優れた強化ガラス製の計量台はクリーニングも簡単
- + 身長計部は測定をより正確にするヒールポジション、ヘッドプレートにはフランクフルト平面を考慮したアイラインポジションを採用
- + 最先端の技術を駆使したタッチパネルのディスプレイは身長、体重、BMIを3ラインで同時に表示

体重計：	
最大計量：	300 kg
表示単位：	150 kg まで 50 g、150 kg 以上 100 g
使用範囲：	1 - 300 kg
サイズ (W×H×D)：	434 × 2,194 × 466 mm ^{*1}
計量台サイズ (W×H×D)：	430 × 60 × 365 mm
重量：	16 kg
電源：	ACアダプター
機能：	風袋引き機能、プリセット風袋機能、2 in 1機能、ホールド機能、オートホールド機能、BMI機能、ダンピング機能、オートレンジ機能、送信機能
別売オプション：	インターフェースボックス seca 452

身長計：	
測定範囲：	30 - 200 cm
最小目盛：	1 mm
電源：	単三乾電池 × 4 本
機能：	補正機能、ホールド機能、自動電源オフ機能

※1 天井までの高さが 2,300 mm 以上あることをご確認ください。

EMR システム連携：すべての電子カルテシステム (EMR)そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動には別途費用が必要となります。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

※PCに測定値を送信する場合は設定が必要です。