

シグネチャー™ ラテックス エッセンシャル



SIGNATURE™ LATEX ESSENTIAL

製品の特長

ラインアップ

- カゼインフリー
- 新しい手型
 - ▶ 手の疲れ軽減、快適性も向上
- 新たなポリマー加工
 - ▶ 濡れた手でも装着が容易
- 二重装着も容易な表面加工
- FITKIT® 試験実施済み
- ARC（アンチ・ロールダウン・カフ）と
- ショートディップ製法
 - ▶ カフめくれを軽減
- コンパクトなパッケージ


製品番号	サイズ	入数
MSG5955	5.5	50双/箱×4/ケース
MSG5960	6.0	50双/箱×4/ケース
MSG5965	6.5	50双/箱×4/ケース
MSG5970	7.0	50双/箱×4/ケース
MSG5975	7.5	50双/箱×4/ケース
MSG5980	8.0	50双/箱×4/ケース
MSG5985	8.5	50双/箱×4/ケース



白色

製品仕様

材料等	天然ゴムラテックス パウダーフリー*1
内面コーティング	ポリマーコーティング
色	白色
表面仕上げ	スーム
手型形状	直指
カフデザイン	ビードカフ
加硫促進剤	検出不可
残留たんぱく質量	全抽出たんぱく質1g あたり50µg 以下*2
厚さ	指先：0.23mm カフ：0.15mm
長さ（サイズ7.5） ASTM D3577 287mm 以上	300mm
引張強度 ASTM D3577 17MPa 以上	25.5 MPa（老化前）
切断時の伸び ASTM D3577 650%以上	893 %（老化前）
水密性試験（ピンホール試験） JIS:AQL1.5	0.65 AQL
バクテリオファージテスト	ASTM F1671 に準拠
滅菌方法	ガンマ線滅菌



シグネチャー™ラテックス エッセンシャル

一般的名称：天然ゴム製手術用手袋
販売名：メドライン天然ゴム製手術用手袋
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：224ADBZX00167000
滅菌方法：ガンマ線滅菌

*1：手袋当たりパウダー2mg 以下。ASTM D6124、ISO21171 基準。
*2：ASTM D5712 基準。

製品及びご注文に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。



メドライン・ジャパン合同会社
東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル15階
www.medline.co.jp
TEL：03-5842-8800 FAX：0120-37-5801