

篠原式

クラス分類：一般/JMDN：36778000/届出番号：13B1X00137008800 (51-610-01~611-30)

中管付



51-613-00

51-610-20

- ※51-610-01 極小 組
- ※51-610-10 小 組
- 51-610-20 中 組
- ※51-610-30 大 組

- 後端径：10基
- 材質：ガラス、シリコン、真鍮クロムメッキ

51-613-00 中管

- 材質：ガラス

Scale：70%

中管なし



51-611-20

- ※51-611-01 極小 組
- ※51-611-10 小 組
- 51-611-20 中 組
- ※51-611-30 大 組

- 後端径：10基
- 材質：ガラス、シリコン、真鍮クロムメッキ

Scale：70%


オリーブ丈

- ※51-615-01 極小 5入
 - 全長：57mm ● オリーブ全幅：12mm
- ※51-615-10 小 5入
 - 全長：60mm ● オリーブ全幅：14.5mm
- ※51-615-20 中 5入
 - 全長：65mm ● オリーブ全幅：16mm
- ※51-615-30 大 5入
 - 全長：70mm ● オリーブ全幅：17.5mm
 - 材質：ガラス

シリコン管6×10

- 51-614-40 中管付用 40mm
- ※51-614-50 中管なし用 50mm
- 材質：シリコン

Scale：70%



51-614-40

丸型凹アダプタ

- 11-109-02
- 後端径：10基
- 材質：真鍮クロムメッキ

Scale：70%



11-109-02

※オリーブ全幅とは、先端部の膨らみの最大幅の事です。ガラス器具は手作りのため、若干の誤差がありますのでご了承下さい。

額帯反射鏡

耳用器具

吸引管

鼻用器具

咽喉器具

一般器具

消耗品