

ハンドルを回すだけで簡単昇降！

# オーバーテーブル



内寸 1100mm



ハンドル式のため、お好みの高さに無段階で調節することが可能です。

品番	型番	幅 × 奥行 × 高さ (mm)	重量 (kg)	価格 (税抜)
<b>8-588-01</b>	WT-1450	1450×400×730 ~ 1030 (ハンドル除く)	約 20	¥ 32,000



商品の  
詳細は  
コチラ！

- 材質：本体／スチール（塗装仕上げ）、天板／MDF（PVC コート）、ハンドル／ABS 樹脂
- キャスター：φ60mm（2 輪ストッパー付き）
- 耐荷重：約 40kg（均等荷重）
- 組み立て式（要工具）

## アズワン株式会社

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

**URL** <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

**TEL** 0120-711-875 (ユーザー様用)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分（土・日・祝日及び弊社休業日は除く）

◎価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ