

デジタル血球カウンター

白血球を計測する際に、
分類しながら数えることが出来る
10連式のカウンターです。



合計値が100になると、アラーム音で
知らせてくれます。



カウントした各種細胞が占める割合を、
ボタン一つで表示することが出来ます。



白血球を数えるのって
どんな時？

主に血液検査や、研究の中で細胞培養を行う
ときに計測します。特に血液検査では、白血
球のどの種類が多くなっているかを調べるこ
とで、こういった炎症が起きているのかを調
べる手掛かりになります。

品番	型番	幅 × 奥行 × 高さ (mm)	重量 (kg)	価格 (税抜)
8-593-01	AS-CTR	220×166×78	約0.6	¥19,800

- 分類可能数：9種類 (BASO, EOSINO, STAB, MONO, LYMPHO, JUVEN, PROMYELO, MYELO)
+フリーカウント1種
- 計数表示範囲：入力値 / 0 ~ 99、合計値 / 0 ~ 100
- 電源：AC100 ~ 240V、50/60Hz



商品の
詳細は
コチラ！

アズワン株式会社

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

◎価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ