

院内に馴染みやすい、木目調の床頭台です

木製床頭台



「BS-BR」
ライトブラウン



スライド式
テーブル



コンセント2口
USBポート1口




タオル掛け



「BS-MIDR」
ミドル冷蔵庫タイプ



「BS-MIDS」
ミドル棚板タイプ
(オプション・特注例)



下段鍵付き



付属棚板



「BS-CBR」
ダークブラウン

オプション一例

各種オプションの追加やサイズ変更で、お好みの仕様にカスタマイズすることができます。



テレビアーム



回転板



ステッキホルダー



トータルロック



フック

※オプション、サイズ変更は特注となります。詳しくはお問い合わせください。

品番	型番	色	幅×奥行×高さ(mm)	重量	参考価格(税抜)
8-600-01	BS-BR	ライトブラウン	470×467×703	約25kg	¥44,000
8-600-02	BS-CBR	ダークブラウン	470×467×703	約25kg	¥44,000
8-594-01	BS-MIDR	ライトブラウン	522×550×1355	約30kg	¥75,000
8-594-02	BS-MIDS	ライトブラウン	482×470×1320	約33kg	¥79,000

【仕様】●材質:本体/MDF(オレフィンシート貼り)、タオル掛け/スチール(メッキ仕上げ) ●キャスター:φ60mmナイロン製(前2輪ストッパー付き) ●標準付属機能:BS-BR・BS-CBR/可動棚板・鍵×2本・タオル掛け(両側)、BS-MIDR/鍵×2本・タオル掛け(両側)・USBポート付きコンセント、BS-MIDS/可動棚板・鍵×2本・タオル掛け(両側)・USBポート付きコンセント

商品の詳細は
こちら!



AXEL

商品の詳しい情報は
検索サイト「AXEL」
をご覧ください



商品名や品番で
簡単に検索できます!

AXEL

AS ONE アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

navis