

ナビス連結おむつ交換車

(連結ボックスワゴンカート)

- 臭いを抑える工夫を形に —
 - 清潔・不潔領域を分けて保管 —
 - 連結・分離もワンタッチの簡単操作 —



ボックスカート



COOL



ワゴンカート

連結方法



- ①スナッチロック
- ②フレームフック
2か所



臭い漏れ低減タイプ

AS ONE

品番	型番	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格 (税抜)
8-613-01	COOL	約 830×500×950	約 20 (Cleanbox 込み)	180,000 円
8-613-02	臭い漏れ低減タイプ		約 13 (ゴミ箱込み)	120,000 円
8-612-01	ボックスカート	約 413×500×950	約 6	56,000 円
8-612-02	ワゴンカート	約 417×500×950	約 7	66,000 円

《仕様》

- 材質 : [カート] 本体 (スチール塗装仕上げ)、フック (スチールメッキ仕上げ)、連結用スナッチロック及び本体連結部 (ステンレス)、カゴ (抗菌加工ポリプロピレン) [ゴミ箱] COOL (ステンレス・スチール鋼板・ABS 樹脂) 臭い漏れ低減タイプ (ポリプロピレン・発泡ポリエチレン)
 - ゴミ箱容量 : COOL / 20L、臭い漏れ低減タイプ / 33L
 - キャスター : Φ75 mmゴム製 (2 輪ストッパー付き)
 - ◆ COOL のみ
 - ◆ 電源 : AC100V 50/60Hz (電源コード 2P コード長 1.5m)
 - ◆ 使用環境 : 温度 0~40℃、湿度 20~80%RH (結露のないこと)
- ※《連結用スナッチロック及び本体連結部》= ボックスカートのみ、《カゴ》= ワゴンカートのみ



AXEL 品番

で検索できます。

- 価格、納期は変動する場合がございます。最新情報は AXEL でご確認ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24 時間受付)



TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

AS ONE ナビス株式会社

■ ご用命は信頼ある代理店へ

navis*

[2310PASPB]